



Air Pressure Massage System

Model Nymph 12 PLUS

User Manual



NL – Nederlands .5

1. INLEIDING 6

2. UITLEG VAN SYMBOLEN 7

3. TERMINOLOGIE 7

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 8

4.1. Contra-indicaties 9

4.2. Algemene veiligheid 9

4.3. Gebruikers 10

4.4. Elektrische veiligheid &
laadadapter 11

4.5. Kabel van de laadadapter 12

4.6. Warmte & ventilatie 13

4.7. Water 13

4.8. Batterijveiligheid 14

4.9. Restricties 16

4.10. Redelijkerwijs voorzienbaar
verkeerd gebruik 17

4.11. Medische overwegingen 18

5. BEOOGD GEBRUIK 19

6. LEVERINGSOMVANG 20

6.1. Inhoud 20

6.2. Uitpakken 20

6.3. Veiligheid tijdens het uitpakken 21

7. TECHNISCHE GEGEVENS 22

8. PRODUCTONDERDELEN 24

9. MASSAGEPROGRAMMA'S A– H 25

10. VOORDELEN VAN COMPRESSIEMASSAGE 27

11. GEBRUIK 28

11.1. Vóór gebruik 28

11.2. Gebruik 28

11.3. Na gebruik 32

12. GEBRUIK VAN DE MANCHETTEN 34

13. REINIGING 35

14. ONDERHOUD & SERVICE .. 35

15. OPSLAG 36

16. TRANSPORT 37

17. VERWIJDERING & RECYCLING 37

17.1. Verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA) ... 37

17.2. France – Triman-markering ... 38

17.3. Duitsland (ElektroG §18(4)) 39

17.4. Verwijdering van de batterij ... 39

17.5. Verwijdering van
verpakkingsmateriaal 40

18. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID 40



EN – English 42

1. INTRODUCTION 43

2. EXPLANATION OF SYMBOLS 44

3. TERMINOLOGY 44

4. SAFETY INSTRUCTIONS 45

4.1. Contraindications 46

4.2. General safety 46

4.3. Users 47

4.4. Electrical safety & charger 48

4.5. Charger cable 49

4.6. Heat & ventilation 50

4.7. Water 50

4.8. Battery safety 51

4.9. Residual Risks 52

4.10. Reasonably foreseeable
misuse 53

4.11. Medical considerations 54

5. INTENDED USE 55

6. SCOPE OF DELIVERY 56

6.1. Contents 56

6.2. Unpacking 56

6.3. Safety during unpacking 57

7. TECHNICAL DATA 58

8. PRODUCT OVERVIEW 60

9. MESSAGE PROGRAMS A–H 61

10. BENEFITS OF COMPRESSION MESSAGE 63

11. OPERATION 64

11.1. Before use 64

11.2. Use 64

11.3. After Use 68

12. USING THE CUFFS 70

13. CLEANING 71

14. MAINTENANCE & SERVICE 71

15. STORAGE 72

16. TRANSPORT 72

17. DISPOSAL & RECYCLING ... 73

17.1. Disposal of electrical and
electronic equipment (WEEE) 73

17.2. France – Triman marking 74

17.3. Germany (ElektroG §18(4)) 74

17.4. Disposal of the battery 75

17.5. Disposal of packing material.. 75

18. WARRANTY & LIABILITY 76

DE – DEUTSCH ... 78

1. EINLEITUNG 79

2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE 80

3. TERMINOLOGIE 80

4. SICHERHEITSHINWEISE 81

4.1. Kontraindikationen 82

4.2. Allgemeine Sicherheit 82

4.3. Benutzer 83

4.4. Elektrische Sicherheit &
Ladegerät 84

4.5. Kabel des Ladegeräts 85

4.6. Wärme & Belüftung 86

4.7. Wasser 87

4.8. Sicherheit des Akkus 88

4.9. Restrisiken 89

4.10. Vernünftigerweise
vorhersehbarer Fehlgebrauch 90

4.11. Medizinische Hinweise 91

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSER

GEBRAUCH 92

6. LIEFERUMFANG 93

6.1. Inhalt 93

6.2. Auspacken 93

6.3. Sicherheit beim Auspacken 94

7. TECHNISCHE DATEN 95

8. PRODUKTTEILE 97

9. MASSAGEPROGRAMME A–H 98

10. VORTEILE DER

KOMPRESSIONSMASSAGE ... 100

11. BEDIENUNG 101

11.1. Vor der Verwendung 101

11.2. Verwendung 101

11.3. Nach der Verwendung 105

12. VERWENDUNG DER MANSCHETTEN 107

13. REINIGUNG 108

14. WARTUNG & SERVICE 109

15. LAGERUNG 110

16. TRANSPORT 110

17. ENTSORGUNG & RECYCLING 111

17.1. Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten (EEE) 111

17.2. Frankreich – Triman-
Kennzeichnung 112

17.3. Deutschland (ElektroG §18(4)) 112

17.4. Entsorgung des Akkus 113

17.5. Entsorgung von
Verpackungsmaterial 113

18. GARANTIE & HAFTUNG 114

FR – Français ...116

1. INTRODUCTION 117

2. EXPLICATION DES SYMBOLES118

3. TERMINOLOGIE 118

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ..119

- 4.1. Contre-indications 120
- 4.2. Sécurité générale 120
- 4.3. Utilisateurs 121
- 4.4. Sécurité électrique & chargeur122
- 4.5. Câble du chargeur 123
- 4.6. Chaleur & ventilation 124
- 4.7. Eau 125
- 4.8. Sécurité des batteries 126
- 4.9. Risques résiduels 128
- 4.10. Mauvaise utilisation
raisonnablement prévisible 129
- 4.11. Considérations médicales 130

5. UTILISATION PRÉVUE 131

6. CONTENU DE LA LIVRAISON132

- 6.1. Contenu 132
- 6.2. Déballage 132
- 6.3. Sécurité lors du déballage 133

7. CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES134

8. PIÈCES DU PRODUIT 136

9. PROGRAMMES DE MASSAGE

A–H 137

10. BIENFAITS DU MASSAGE

PAR COMPRESSION 139

11. UTILISATION 140

- 11.1. Avant utilisation 140
- 11.2. Utilisation 140
- 11.3. Après utilisation 144

12. UTILISATION DES

MANCHONS146

13. NETTOYAGE 147

14. ENTRETIEN & SERVICE 148

15. STOCKAGE 149

16. TRANSPORT149

17. ÉLIMINATION & RECYCLAGE150

- 17.1. Élimination des équipements
électriques et électroniques (DEEE)150
- 17.2. France – Marquage Triman151
- 17.3. Allemagne (ElektroG §18(4)) ...151
- 17.4. Élimination de la batterie152
- 17.5. Élimination des matériaux
d'emballage153

18. GARANTIE &

RESPONSABILITÉ 153

Luchtdrukmassagesysteem

Model Nymph 12 PLUS



Deze handleiding hoort bij de Nymph 12 PLUS en bevat belangrijke informatie over installatie, veiligheid, verwijdering en gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies om een veilig en correct gebruik van het product te garanderen.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, zelfs als je vertrouwd bent met het product. Zorg ervoor dat deze handleiding wordt meegeleverd wanneer je het product aan derden doorgeeft.

De afbeeldingen in de handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het product. In dat geval is **NYMPH** niet verplicht de handleiding bij te werken of te herzien. Gebruik het daadwerkelijke product als referentie.



BELANGRIJK – LEES DIT VOOR GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk welzijn en comfort. Het is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor de diagnose, preventie, monitoring, behandeling of verlichting van een ziekte, letsel of medische aandoening.

NYMPH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies als gevolg van gebruik in strijd met deze handleiding, gebruik ondanks contra-indicaties of waarschuwingen, of gebruik als vervanging voor professioneel medisch advies, een diagnose of een behandeling.

1. INLEIDING

Bedankt dat je voor een product van **NYPH** hebt gekozen. Deze handleiding bevat de informatie die nodig is voor een veilig en correct gebruik van het product.

Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de toepasselijke Europese wettelijke vereisten.

	CE-markering Dit product draagt de CE-markering, die aangeeft dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten van de EU.
	RoHS-conformiteit Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EU), die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Deze conformiteit garandeert dat de niveaus van stoffen zoals lood, kwik en cadmium onder de maximaal toegestane grenswaarden blijven.
EMC	EMC-conformiteit Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn (2014/30/EU) inzake elektromagnetische compatibiliteit. Deze richtlijn waarborgt dat het apparaat correct functioneert in zijn omgeving zonder elektromagnetische storingen te veroorzaken of hierdoor te worden beïnvloed.
LVD	LVD-conformiteit Dit product voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), die waarborgt dat elektrische apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van bescherming biedt voor gebruikers op het gebied van gezondheid en veiligheid.

De volledige EU-conformiteitsverklaring en alle ondersteunende testrapporten zijn op verzoek verkrijgbaar.

Als je vragen, opmerkingen of problemen hebt bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op.

Wij hopen dat je veel plezier beleeft aan je aankoop!

2. UITLEG VAN SYMBOLEN

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	OPMERKING: Geeft belangrijke informatie of nuttige tips voor het gebruik van het product.
	GEVAAR: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, zal leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
	LET OP: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht letsel of materiële schade.

De veiligheidssymbolen vervangen de schriftelijke veiligheidsinstructies niet. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg deze nauwkeurig op.

3. TERMINOLOGIE

	OPMERKING: In deze handleiding verwijst de term "Nymph 12 PLUS" naar het volledige product, inclusief de bedieningseenheid (apparaat) en de accessoires, zoals de manchet met aansluitende luchtslang. Wanneer afzonderlijke onderdelen worden beschreven, worden deze aangeduid met hun specifieke benaming.
--	---

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Volg de instructies en veiligheidsinformatie in deze handleiding zorgvuldig op. Het niet naleven hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet opvolgen van deze instructies valt niet onder de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen gevaren opleveren wanneer zij onjuist worden gebruikt. Deze gevaren kunnen onder meer bestaan uit letsel, brand, elektrische schokken of materiële schade. Behandel het apparaat altijd met zorg en houd het buiten het bereik van kinderen.

Deze handleiding bevat de informatie die nodig is voor een veilig gebruik van het apparaat. Niet alle mogelijke situaties of gevaren kunnen echter worden beschreven. Gebruik het apparaat altijd met de nodige voorzichtigheid en volg de verstrekte instructies op.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen risico's blijven bestaan. Volg alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding op om het risico op letsel, schade of storingen te beperken.

Als je vragen hebt die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact met ons op.

4.1. Contra-indicaties

Gebruik het apparaat niet:

- op open wonden, breuken of ernstig beschadigde lichaamsdelen;
- op lichaamsdelen die zijn aangetast door een acute ontsteking of infectie;
- als je acute veneuze trombose of diepe tromboflebitis hebt;
- als je lijdt aan longoedeem;
- als je ernstige perifere arteriële occlusieve aandoeningen (PAOD) hebt.

Raadpleeg vóór gebruik een arts indien je:

- zwanger bent;
- een pacemaker of een ander geïmplanteed elektronisch apparaat hebt;
- lijdt aan een hartaandoening, circulatiestoornis of ongecontroleerde hoge bloeddruk;
- diabetes hebt met verminderd gevoel of perifere neuropathie;
- een kankerbehandeling ondergaat;
- antistollingsmedicatie gebruikt;
- een andere medische aandoening hebt die door compressiemassage kan worden beïnvloed.

4.2. Algemene veiligheid

- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Nymph 12 PLUS is ontworpen en bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan.
- De Nymph 12 PLUS is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Schokken, stoten of vallen, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Nymph 12 PLUS niet op een onstabiele ondergrond. Hierdoor kan het apparaat vallen en defect raken.
- Knijp de manchet niet samen.
- Stel de Nymph 12 PLUS niet bloot aan overmatige trillingen, drukkrachten, stoten of andere mechanische belasting.
- Ga niet op de manchet zitten.

- Het apparaat moet correct en veilig worden aangesloten. Volg de instructies om mogelijke schade of letsel te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend accessoires of hulpstukken die door de fabrikant voor dit apparaat zijn geleverd of aanbevolen. Onjuiste accessoires of hulpstukken kunnen een risico vormen voor de gebruiker en de Nymph 12 PLUS beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in openingen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het bedienen van de knoppen van de Nymph 12 PLUS.
- Raak de manchet niet aan met scherpe voorwerpen.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Plaats nooit voorwerpen op de Nymph 12 PLUS.
- Laat de ingeschakelde Nymph 12 PLUS niet onbeheerd achter. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van jonge kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet in de buurt van sterke magnetische velden, zoals motoren, transformatoren, mobiele telefoons enz.
- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet in een stoffige omgeving.
- Als veilig gebruik van de Nymph 12 PLUS niet langer mogelijk is, stel het apparaat dan buiten gebruik en voorkom onbedoeld gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is;
 - niet meer correct functioneert;
 - langdurig onder ongunstige omgevingsomstandigheden is opgeslagen;
 - of is blootgesteld aan zware transportbelasting.

4.3. Gebruikers

- De Nymph 12 PLUS is geen speelgoed. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt. De manchetten zijn uitsluitend ontworpen voor volwassen gebruikers. Gebruik door kinderen kan letsel veroorzaken.
- Laat personen die niet vertrouwd zijn met de bediening van de Nymph 12 PLUS of met deze instructies het apparaat niet gebruiken.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die deze instructies begrijpen en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet wanneer je moe bent, afgeleid bent of onder invloed bent van alcohol of medicatie.

4.4. Elektrische veiligheid & laadadapter

- Je mag de Nymph 12 PLUS niet aanpassen, zelf repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik het apparaat niet terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde laadadapter om de Nymph 12 PLUS op te laden. Een andere laadadapter met onjuiste specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken.
- Om schade aan de laadadapter en/of de Nymph 12 PLUS te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat het stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de laadadapter.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de Nymph 12 PLUS bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om het energieverbruik en mogelijke veiligheidsrisico's te beperken, moet je het apparaat altijd loskoppelen wanneer het niet wordt opgeladen, tijdens reiniging of onderhoud, of wanneer zich een storing voordoet. Het apparaat blijft aangesloten op het elektriciteitsnet zolang de laadadapter in het stopcontact is aangesloten.
- Forceer de stekker van de laadadapter nooit in een stopcontact. Als deze niet gemakkelijk in het stopcontact past, gebruik hem dan niet verder. Zorg er altijd voor dat de stekker van de laadadapter correct in het stopcontact is aangesloten.
- Het is normaal dat de laadadapter enigszins warm aanvoelt. Een losse verbinding tussen het stopcontact en de stekker van de laadadapter kan

echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te vervangen.

- Om de laadadapter los te koppelen, pak je de behuizing van de laadadapter vast en trek je deze uit het stopcontact.
- Trek de laadadapter onmiddellijk uit het stopcontact als de stroom uitvalt tijdens het opladen.
- Als er rook ontstaat of ongebruikelijke geluiden of geuren optreden tijdens het gebruik van de Nymph 12 PLUS of tijdens het opladen van de batterij, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de laadadapter uit het stopcontact. In dergelijke gevallen mogen de Nymph 12 PLUS en de batterij niet worden gebruikt totdat zij zijn gecontroleerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Adem nooit rook in van een mogelijke brand van het apparaat of de batterij. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd, aangezien het inademen van rook schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
- Koppel bij brand de stroomvoorziening los als dit veilig kan gebeuren. Gebruik geschikte blusmiddelen en houd een veilige afstand tot het apparaat.
- Koppel de laadadapter om veiligheidsredenen altijd los tijdens onweer.

4.5. Kabel van de laadadapter

- Rol de kabel vóór gebruik volledig af.
- Wijzig de kabel van de laadadapter niet.
- Gebruik de laadadapter niet als de kabel beschadigd is. Vervang een laadadapter met een beschadigde kabel onmiddellijk door een geschikt vervangend exemplaar.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde kabels uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Forceer de DC-connector nooit in de aansluiting. Als de connector en de aansluiting niet gemakkelijk op elkaar aansluiten, zijn ze waarschijnlijk niet compatibel. Controleer op obstakels en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de aansluiting en correct is uitgelijnd.
- Trek de kabel van de laadadapter nooit uit de Nymph 12 PLUS door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de DC-connector aan het uiteinde van de kabel.
- Draag of verplaats de Nymph 12 PLUS niet aan de kabel van de laadadapter.

- Wikkel de kabel van de laadadapter nooit rond het apparaat. Hierdoor zal de kabel voortijdig slijten en breken.
- Let erop dat niemand over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneeld raken of verdraaid worden.
- Zorg ervoor dat de kabel niet wordt afgeklemd, gebogen, beschadigd door scherpe randen of blootgesteld aan mechanische belasting.
- Leg nooit een knoop in de kabel.
- Draai de kabel regelmatig weer recht als deze door gebruik verdraaid raakt.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in kabels, wat wurgingsgevaar kan veroorzaken. Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

4.6. Warmte & ventilatie

- De Nymph 12 PLUS kan tijdens gebruik warm worden. Dit is normaal.
- Dek het apparaat of de ventilatieopeningen niet af terwijl het in gebruik is, aangezien hierdoor de Nymph 12 PLUS oververhit kan raken. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg tijdens het gebruik voor voldoende ventilatie rondom de Nymph 12 PLUS.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (zoals kachels of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Nymph 12 PLUS is ontworpen om optimaal te functioneren bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden opgeslagen bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Nymph 12 PLUS kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan worden verkort als het apparaat buiten dit temperatuurbereik wordt gebruikt of opgeslagen. Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge temperatuurveranderingen. Bewaar het apparaat niet gedurende langere tijd in een warme auto of in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).

4.7. Water

- Dit apparaat is niet waterdicht. Blootstelling aan water kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of permanente schade.

- Gebruik de Nymph 12 PLUS nooit met vochtige handen. Vocht kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan wanneer je deze in het stopcontact steekt of eruit trekt. Vocht kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een andere met water gevulde container, zoals een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving. Dompel het apparaat, de kabel van de laadadapter, de stekker of de manchet niet onder in vloeistoffen. Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de Nymph 12 PLUS. Er bestaat een risico op elektrische schokken of kortsluiting. Als er toch vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en schakel vervolgens de Nymph 12 PLUS uit.
- Raak het apparaat niet aan als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.
- Zorg ervoor dat de Nymph 12 PLUS op een droge ondergrond wordt geplaatst.

4.8. Batterijveiligheid

- Plaats de Nymph 12 PLUS niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. Door verhitting van het apparaat kan de batterij extra opwarmen, beschadigd raken of exploderen.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte.
- Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de opgegeven laadtijd volledig wordt opgeladen. Dit kan ertoe leiden dat de batterij heet wordt, scheurt of vlam vat. Koppel het apparaat los zodra het volledig is opgeladen of wanneer het tijdens het opladen onbeheerd wordt achtergelaten.
- Probeer de batterij niet op te laden als er stoffen uit de batterij vrijkomen. Neem in dat geval onmiddellijk afstand van de batterij vanwege het risico op brand of explosie. Laad de batterij uitsluitend op met de meegeleverde laadadapter.
- Laad de batterij niet op in de buurt van brandbare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet te doorboren, te wijzigen, te demonteren of aan te passen, aangezien dit kan leiden tot brand, explosie, lekkage van chemicaliën of ernstig letsel.
- Gebruik geen batterij die beschadigd of vervormd is.

- Gebruik de Nymph 12 PLUS niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak lekkende stoffen niet aan en adem geen dampen in die door de batterij worden afgegeven. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bijtende brandwonden op de huid veroorzaken. Draag daarom geschikte handschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en steek er geen voorwerpen in.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Zelfs een volledig ontladen batterij kan nog gevaarlijke restenergie bevatten en moet daarom voorzichtig worden behandeld.
- Zorg ervoor dat je handen, het product en de batterij droog zijn wanneer je de batterij hanteert.
- Voorkom kortsluiting. Kortsluiting kan ertoe leiden dat de batterij explodeert of gaat lekken.
- Laat de batterijpolen na verwijdering niet in contact komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden of ringen) om onbedoelde kortsluiting te voorkomen. Wikkel de batterij niet in aluminiumfolie. Plak tape over de batterijpolen of plaats de batterij in een plastic zak voordat je deze weggooit.
- Voorkom dat kinderen of dieren in contact komen met de batterij.

4.9. Restriscio's

Ondanks de implementatie van alle veiligheidsmaatregelen kunnen bij het gebruik van de Nymph 12 PLUS bepaalde restriscio's blijven bestaan.

- Tijdelijk ongemak, huidirritatie, roodheid, gevoelloosheid of druksporen als gevolg van langdurig gebruik of te hoge drukinstellingen.
- Ongemak of letsel als gevolg van een onjuiste plaatsing of verkeerde pasvorm van de manchetten.
- Verminderde bloedcirculatie, pijn of lichamelijk ongemak als gevolg van een te lange behandelingsduur of ongeschikte drukinstellingen.
- Elektrische schokken, oververhitting of brandgevaar als gevolg van beschadigde kabels, beschadigde onderdelen, onjuiste reparaties, blootstelling aan vloeistoffen of verkeerd gebruik van het apparaat.
- Struikelgevaar veroorzaakt door slangen, kabels of aangesloten manchetten tijdens gebruik of opslag.
- Schade aan manchetten, slangen, aansluitingen of de bedieningseenheid veroorzaakt door scherpe voorwerpen, overmatig buigen, trekken, draaien, samendrukken of onjuiste opslag.
- Risico's die verband houden met gebruik door personen met medische aandoeningen waarvoor het gebruik wordt afgeraden, waaronder circulatiestoornissen, trombose, ernstige hoge bloeddruk, geïmplanteerde medische apparaten of andere aandoeningen die in deze handleiding worden vermeld.
- Risico's die verband houden met gebruik door kinderen, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen die de instructies niet kunnen begrijpen of ongemak niet kunnen communiceren.

Volg altijd alle instructies en veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding om deze risico's tot een minimum te beperken.

4.10. Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen worden beschouwd als redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik en moeten worden vermeden:

- Het apparaat gebruiken voor andere doeleinden dan luchtdrukmassage van benen of armen.
- Het apparaat gebruiken bij baby's, kinderen, huisdieren of personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen of ongemak niet kunnen communiceren.
- Het apparaat gebruiken tijdens het slapen, bij bewusteloosheid of onder invloed van alcohol, medicatie of andere middelen die het bewustzijn of het gevoel kunnen verminderen.
- Het apparaat gebruiken met beschadigde manchetten, slangen, aansluitingen, kabels, stekkers of andere onderdelen.
- Het apparaat gebruiken in vochtige omgevingen, in de buurt van water of met natte handen.
- De bedieningseenheid afdekken tijdens gebruik of de ventilatieopeningen blokkeren.
- Aan de luchtslangen of de kabel van de laadadapter trekken, deze verdraaien, scherp buigen, pletten of erop gaan staan.
- De manchetten of slangen loskoppelen terwijl het apparaat in werking is of onder druk staat.
- Drukinstellingen, behandelingsduur of programma's gebruiken die pijn, gevoelloosheid of aanzienlijk ongemak veroorzaken.
- Het apparaat gebruiken ondanks bekende contra-indicaties, medische aandoeningen, letsels of medisch advies om geen compressietherapieapparaten te gebruiken.
- Proberen het apparaat of de accessoires te openen, te wijzigen, te repareren of te demonteren.
- Vreemde voorwerpen in de bedieningseenheid, aansluitingen, ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat steken.
- Niet-goedgekeurde accessoires, vervangingsonderdelen, laadadapters of manchetten gebruiken.
- Staan, wandelen of zich verplaatsen terwijl men is aangesloten op de compressiemanchetten.
- Het product buitenshuis gebruiken of blootstellen aan direct zonlicht, overmatige hitte, open vuur of temperaturen onder het vriespunt.

Dergelijk verkeerd gebruik kan leiden tot letsel, brandgevaar of schade aan het apparaat.

4.11. Medische overwegingen

Dit product is uitsluitend bedoeld voor welzijn en comfort en is geen medisch hulpmiddel. Het apparaat biedt geen medische behandeling en mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose, monitoring of behandeling.

Raadpleeg een arts voordat je dit apparaat gebruikt indien je:

- lijdt aan circulatiestoornissen, vaatziekten, trombose, spataderen, diabetes, ernstige hoge bloeddruk of een hartaandoening;
- geïmplanteerde medische hulpmiddelen hebt, zoals een pacemaker;
- zwanger bent of recent een operatie hebt ondergaan;
- last hebt van chronische pijn, gevoelloosheid, verminderde gevoeligheid of huidaandoeningen;
- een medische behandeling ondergaat of andere medische zorgen hebt.

Gebruik het apparaat niet op gewonde, gezwollen, geïnfecteerde, ontstoken of gevoelige lichaamsdelen, tenzij dit is goedgekeurd door een gekwalificeerde zorgverlener.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en vraag medisch advies als je tijdens of na gebruik pijn, duizeligheid, gevoelloosheid, verkleuring van de huid, ongebruikelijke zwelling, ademhalingsproblemen of een andere abnormale lichamelijke reactie ervaart.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen of dit product geschikt is voor hun individuele fysieke conditie.

5. BEOOGD GEBRUIK

De Nymph 12 PLUS is bedoeld voor luchtdrukmassage van de benen of armen met behulp van opblaasbare compressiemanchetten. Het apparaat is ontworpen om tijdelijke ontspanning te bevorderen, de bloedcirculatie te ondersteunen en een massagegevoel te bieden door middel van opeenvolgende luchtdrukcompressie.

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare batterij, waardoor het tijdens gebruik draadloos kan worden gebruikt.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis door volwassenen.

Het product is uitsluitend bedoeld voor welzijn en comfort. Het is niet bedoeld om een ziekte of medische aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen en mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Gebruik dit apparaat niet bij baby's, kinderen of personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen of ongemak niet kunnen communiceren.



WAARSCHUWING:

Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik buiten het beoogde gebruik of in strijd met de instructies kan leiden tot verminderde prestaties, schade aan het apparaat of veiligheidsrisico's.

6. LEVERINGSOMVANG

6.1. Inhoud

De volgende onderdelen zijn inbegrepen in de leveringsomvang:

- 1x Nymph 12 PLUS
- 1x laadadapter
- 1x draagtas
- 1x draagriem voor draagtas
- 1x luchtslangset
- 1x handleiding

**OPMERKING:**

Vanwege transport- en verpakkingsvereisten kunnen sommige accessoires gedemonteerd worden geleverd. Volg de montage-instructies zorgvuldig op.

6.2. Uitpakken

Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en controleer deze op beschadigingen. Gebruik de Nymph 12 PLUS niet als er schade wordt vastgesteld. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Neem contact met ons op als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.

Verwijder vóór gebruik alle verpakkingsmaterialen.

**OPMERKING:**

Dit apparaat is verpakt om het tijdens transport te beschermen. Bewaar de originele doos en andere verpakkingsmaterialen op een veilige plaats om schade aan het apparaat te voorkomen als je het in de toekomst moet vervoeren. Als je de verpakking weggooit, zorg er dan voor dat deze op de juiste wijze wordt gerecycled.

6.3. Veiligheid tijdens het uitpakken

Laat verpakkingsmaterialen en accessoires tijdens het uitpakken niet achteloos rondslingeren. Ze kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.



WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar

Houd plastic zakken en folie buiten het bereik van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven kleven en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurgingsgevaar

Kabels langer dan 22 cm kunnen gevaarlijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel van de laadadapter en de luchtslangen. Laat de laadadapter en de luchtslangen niet onbeheerd rondslingeren tijdens het uitpakken.



7. TECHNISCHE GEGEVENS



OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Product	Luchtdrukmassagesysteem	
Model	Nymph 12 PLUS	
Merk	Nymph	
Kleur	Zwart	
Materiaal	Bedieningseenheid: ABS Manchet: Duurzaam nylonweefsel + TPU	
Scherf	LED	
Aantal luchtkamers	12	
Aantal programma's	8	
Vermogen	45 W	
Ingang laadadapter	110 - 240 V AC; 50 - 60 Hz	
Uitgang laadadapter	12,9 V DC - 2 A	
Beschermingsklasse (laadadapter)	Klasse II	
Beschermingsklasse (apparaat)	Klasse III	
Type batterij	Lithium-ion	
Capaciteit batterij	9000 mAh	
Batterijspanning	10,8 V DC	
Laadtijd	9 uur	

Gebruiksduur	- In enkele-kamermodus (Programma A): 6 uur - In volledige opblaas- en leeglaat-modus (Programma C): 2 uur
Kabellengte laadadapter	1,5 m
Timerinstelling	5 - 99 min
Druk	30 - 240 mmHg (± 30 mmHg)
Aanhoudtijd	0 - 5 s
Intervaltijd	0 - 50 s
IP-classificatie	IP20
Gewicht	2,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	25,6 x 19 x 10 cm

Productidentificatie:


Merk	Nymph
Model	Nymph 12 PLUS
OEM-fabrikant	Xiamen Weiyu Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China
OEM-model	VU-IPC12B



OPMERKING:

Het productidentificatie- en typeplaatje bevindt zich op het apparaat. Dit label bevat belangrijke informatie, zoals het modelnummer en de elektrische specificaties.

8. PRODUCTONDERDELEN



- ① Start-/pauzeknop
- ② 8 massageprogramma's (A-H)
- ③ Instelbare sessieduur (5 - 99 minuten)
- ④ Instelbaar drukniveau (30 - 240 mmHg)
- ⑤ Instelbaar decompressie-interval (0, 10, 20, 30, 40 of 50 seconden)
- ⑥ Instelbare compressie-aanhoudtijd (0, 1, 2, 3, 4 of 5 seconden)
- ⑦ Aansluiting voor meerpoortsconnector
- ⑧ Batterij-indicator
- ⑨ AAN/UIT-schakelaar
- ⑩ Laadaansluiting
- ⑪ Individuele regeling van luchtkamers
Elk van de 12 luchtkamers kan afzonderlijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

9. MASSAGEPROGRAMMA'S A–H

De luchtkamers in de beenmanchetten worden opgeblazen en leeggelaten volgens het geselecteerde programma. Dit creëert een sequentiële compressiemassage die is ontworpen om comfort en ontspanning te bevorderen. De behandel tijd, het drukniveau en aanvullende instellingen kunnen op elk moment tijdens de sessie worden aangepast.

Programma A

Slechts één luchtkamer wordt tegelijk opgeblazen en leeggelaten. Het opblazen begint bij luchtkamer 1 en verloopt vervolgens opeenvolgend tot luchtkamer 12. Daarna wordt de cyclus herhaald.



Programma B

Luchtkamer 1 blijft opgeblazen terwijl extra luchtkamers opeenvolgend worden opgeblazen totdat alle 12 luchtkamers zijn gevuld. Daarna wordt de cyclus herhaald.



Programma C

Alle luchtkamers worden gelijktijdig opgeblazen en vervolgens gelijktijdig leeggelaten. Daarna wordt de cyclus herhaald.



Programma D

Luchtkamer 1 wordt opgeblazen en houdt de druk vast. Vervolgens wordt luchtkamer 2 opgeblazen terwijl luchtkamer 1 onder druk blijft staan. Naarmate de cyclus vordert, blijven steeds twee aangrenzende luchtkamers opgeblazen, waardoor een doorlopend sequentieel compressiepatroon ontstaat van luchtkamer 1 tot luchtkamer 12. Daarna wordt de cyclus herhaald.



Programma E

Luchtkamer 1 wordt opgeblazen en houdt de druk vast. Vervolgens wordt luchtkamer 2 opgeblazen terwijl luchtkamers 1 en 2 onder druk blijven staan. Daarna wordt luchtkamer 3 opgeblazen, gevolgd door luchtkamer 4, waarbij gedurende de volledige cyclus steeds drie aangrenzende luchtkamers onder druk blijven staan. Dit sequentiële compressiepatroon loopt door tot luchtkamer 12. Daarna wordt de cyclus herhaald.



Programma F

▲ PULS


Elke luchtkamer wordt vier keer snel opgeblazen voordat deze onder druk blijft staan. Naarmate de reeks vordert, blijven aangrenzende luchtkamers onder druk staan terwijl de volgende luchtkamer de pulsreeks uitvoert. Dit pulserende compressiepatroon loopt door van luchtkamer 1 tot luchtkamer 12. Daarna wordt de cyclus herhaald.



OPMERKING: De pulsmodus bestaat uit vier snelle opblaas- en leeglaatcycli voordat de druk wordt vastgehouden.


Programma G

Een combinatie van programma's B en E.



Programma H

Een combinatie van programma's D en C.



10. VOORDELEN VAN COMPRESSIEMASSAGE

Het apparaat biedt een opeenvolgende compressiemassage met behulp van meerdere luchtkamers die volgens het geselecteerde programma worden opgeblazen en leeggelaten. Hierdoor ontstaat een zachte drukmassage die is ontworpen om comfort en ontspanning te bevorderen.

Mogelijke voordelen van regelmatig gebruik zijn:

- Verlichting van het gevoel van vermoeide of zware benen na langdurig staan, zitten of dagelijkse activiteiten.
- Meer comfort en ontspanning na lichamelijke activiteit of lichaamsbeweging.
- Een rustgevende massage-ervaring voor de benen of armen.
- Tijdelijke verlichting van spierspanning en lichamelijke vermoeidheid.
- Meer comfort tijdens rust- en herstelperiodes.
- Ondersteuning van een persoonlijke welzijns- en ontspanningsroutine.




OPMERKINGEN:

- De hierboven beschreven voordelen zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen welzijn en comfort. Individuele ervaringen kunnen verschillen.
- Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om een ziekte, letsel of medische aandoening te diagnosticeren, voorkomen, monitoren, behandelen, verlichten of genezen.

11. GEBRUIK

11.1. Vóór gebruik

Controleer vóór gebruik het batterijniveau. Druk op de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat in te schakelen. Als het apparaat niet start, laad de batterij dan op vóór gebruik.



Laadaansluiting



11.2. Gebruik




LET OP:

Gebruik uitsluitend de meegeleverde laadadapter of een laadadapter met de opgegeven uitgangswaarden. Het gebruik van een niet-compatibele laadadapter kan het apparaat beschadigen.

1. Sluit de luchtslangen stevig aan op de compressiemanchetten.



2. Sluit de connector van de hoofdslang stevig aan op de bedieningseenheid.



Controleer of alle aansluitingen stevig vastzitten en luchtdicht zijn.

3. Druk op de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat in te schakelen.



OPMERKING:

De AAN/UIT-schakelaar bevindt zich aan de rechterzijde van de bedieningseenheid. Druk opnieuw op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen.



4. Trek de compressiemanchetten comfortabel aan volgens de instructies.



OPMERKING:

Het wordt aanbevolen om het apparaat in te schakelen voordat de manchetten worden vastgemaakt.

5. Stel de gewenste sessieduur in met de knoppen - en +.

- Instelbaar bereik: 5 - 99 minuten
- Standaardinstelling: 30 minuten
- Druk kort om de tijd in stappen van 1 minuut te verhogen of te verlagen.
- Houd de knop ingedrukt om de instelling sneller aan te passen.
- Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de sessieduur is verstreken.



6. Stel het gewenste drukniveau in met de knoppen - en +.

- Instelbaar bereik: 30 - 240 mmHg
- Druk kort om de druk met 30 mmHg te verhogen of te verlagen.
- Houd de knop ingedrukt om de druk met 10 mmHg te verhogen of te verlagen.

Pressure mmHg



7. Selecteer het gewenste massageprogramma (A-H).

Raadpleeg het hoofdstuk "MESSAGEPROGRAMMA'S A-H".




OPMERKING:

Programma A is standaard geselecteerd.



8. Selecteer de luchtkamers die tijdens de massagesessie moeten worden geactiveerd.



OPMERKING:

Alle 12 luchtkamers zijn standaard ingeschakeld en hun indicatorlampjes branden. Druk op de overeenkomstige luchtkamerknop om een luchtkamer in of uit te schakelen. Het indicatorlampje gaat uit wanneer de luchtkamer is uitgeschakeld en gaat branden wanneer de luchtkamer is ingeschakeld.

9. Stel de compressie-aanhoudtijd (0, 1, 2, 3, 4 of 5 seconden) in door op de knop te drukken.



OPMERKING:

De aanhoudtijd bepaalt hoe lang de druk wordt vastgehouden nadat het geselecteerde drukniveau is bereikt.

10. Stel het decompressie-interval (0, 10, 20, 30, 40 of 50 seconden) in door op de



knop te drukken.



OPMERKING:

Het decompressie-interval bepaalt hoe lang de luchtkamers leeg blijven voordat de volgende compressiecyclus begint.

11. Druk op de  Start/Pauze-knop om de massagesessie te starten.



OPMERKING:

Aan het begin van de sessie kan de opblaastijd langer zijn, omdat de manchetten vanuit een volledig lege toestand moeten worden gevuld.



LET OP:

- Verwijder de manchetten niet terwijl het apparaat in werking is. Schakel het apparaat altijd uit voordat je de manchetten loskoppelt of verwijdert.
- Stop de behandeling en raadpleeg je arts als tijdens of na de behandeling pijn, blauwe plekken of irritatie optreden.

Aanbevolen sessieduur

Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen om te beginnen met een korte sessie van ongeveer 10 tot 20 minuten.

Als dit comfortabel aanvoelt, kan de sessieduur tijdens toekomstige sessies geleidelijk worden verhoogd volgens persoonlijke voorkeur en comfort.

Stop onmiddellijk met het gebruik als ongemak, pijn, duizeligheid, gevoelloosheid of een andere ongebruikelijke reactie optreedt.

11.3. Na gebruik



De behandelssessie eindigt automatisch wanneer de timer nul bereikt. Je kunt de sessie ook op elk moment stoppen door op de Start/Pauze-knop te drukken of het apparaat uit te schakelen.

**LET OP:**

Schakel het apparaat altijd uit voordat je de manchetten verwijderd of luchtslangen loskoppelt.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, open en verwijder je de manchetten. Indien nodig kun je de luchtkamers voorzichtig met de hand indrukken om resterende lucht vrij te laten en het leeglopen te versnellen.


Om de luchtslangassemblage van de bedieningseenheid los te koppelen, druk je op de twee ontgrendelclips aan beide zijden van de hoofdconnector. Houd de clips ingedrukt en trek de connector recht uit de bedieningseenheid. De manchetten en luchtslang dienen normaal gesproken als één geheel te worden opgeslagen. Vermijd het onnodig loskoppelen van de luchtslang van de manchetten, aangezien herhaaldelijk loskoppelen de slangconnectoren of pennen kan beschadigen.



**OPMERKING:**

Voor transport of opslag kan de luchtslang van de manchetten worden losgekoppeld om de benodigde opslagruimte te verminderen.

Bij transport of opslag kan de luchtslang van de manchet worden losgekoppeld om ruimte te besparen.

**Stap 1**

Trek niet aan de luchtslang.

**Stap 2**

Houd de connectorpennen vast en trek deze recht uit de connector van de manchet.

12. GEBRUIK VAN DE MANCHETTEN

Vorbereiding voor gebruik:

- Draag voor comfort en hygiëne lichte kleding onder de compressiemanchetten. De kleding moet schoon en comfortabel zijn en vrij van knopen, ritsen of andere harde voorwerpen die tijdens gebruik ongemak kunnen veroorzaken.
- Verwijder horloges, armbanden, ringen of andere sieraden voordat je arm- of beenmanchetten gebruikt.

Aanbevolen posities:

- Plaats de bedieningseenheid op een stabiele, vlakke ondergrond waar deze tijdens gebruik gemakkelijk bereikbaar is. Zorg ervoor dat de luchtslangen niet gedraaid, geknikt of geblokkeerd zijn.
- Beenmanchetten kunnen zittend of liggend worden gebruikt. Voor extra comfort tijdens het zitten kunnen de benen licht worden verhoogd.
- Broekmanchetten moeten liggend op een bed, bank of vergelijkbaar vlak oppervlak worden gebruikt. Het gebruik van broekmanchetten in zittende positie kan plooiën in de manchetten veroorzaken, wat de opblaasprestaties kan beïnvloeden.
- Armmanchetten kunnen zittend of liggend worden gebruikt, waarbij de arm in een comfortabele positie wordt ondersteund.
- Blijf tijdens het gebruik ontspannen en vermijd overmatige bewegingen die de opblaas- en leegloopcycclus van de compressiemanchetten kunnen verstoren.



WAARSCHUWING:

Loop niet, ren niet, beklim geen trappen, bestuur geen voertuig en voer geen andere activiteiten uit terwijl je tijdens het gebruik beenmanchetten of broekmanchetten draagt. De manchetten beperken de natuurlijke bewegingsvrijheid en kunnen het risico op struikelen, vallen, evenwichtsverlies of letsel vergroten. Blijf altijd zitten of liggen terwijl de manchetten zijn opgeblazen en in gebruik zijn.



LET OP:

Blaas een manchet niet op tenzij deze correct op het bedoelde lichaamsdeel wordt gedragen. Gebruik het systeem niet met een

manchet dat niet wordt gedragen of waarvan de ritsen open zijn. Dit kan de prestaties beïnvloeden en de compressiemanchet beschadigen.

13. REINIGING

- Voor het reinigen van de buitenzijde van de bedieningseenheid wordt een schone, zachte en droge doek aanbevolen.
- Was de manchetten niet. Veeg ze voorzichtig af met een droge doek.
- Zorg ervoor dat je tijdens het reinigen niet te veel druk uitoefent op het scherm en de schakelaars.
- Gebruik geen water voor de reiniging.
- Dompel de Nymph 12 PLUS niet onder in water of andere vloeistoffen. Spoel de bedieningseenheid nooit af met water om te voorkomen dat water in het elektrische circuit terechtkomt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik onder geen enkele omstandigheid agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, aangezien deze in de behuizing kunnen binnendringen en de werking kunnen aantasten.
- Gebruik geen schurende voorwerpen voor de reiniging.
- Reiniging mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

14. ONDERHOUD & SERVICE

- De Nymph 12 PLUS is onderhoudsvrij, behalve wat betreft de reiniging.
- Je mag de Nymph 12 PLUS niet wijzigen, zelf repareren of demonteren.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Nymph 12 PLUS niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste montage kan elektrische schokken, schade, kortsluiting of brand veroorzaken.
- Indien je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de

garantie. De Nymph 12 PLUS bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

- Onderhoud, service en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Neem voor onderhoud of service eerst contact met ons op via info@nymph.be.

- Neem voor ontbrekende accessoires, zoals de handleiding of andere onderdelen, contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur het product in geval van een defect terug naar **NYMPH** in de originele verpakking, samen met een beschrijving van het defect, een aankoopbewijs en alle accessoires.

15. OPSLAG

- Wij adviseren de Nymph 12 PLUS te reinigen voordat deze langdurig wordt opgeslagen (zie het hoofdstuk "REINIGING").
- Bewaar de Nymph 12 PLUS bij voorkeur in de originele verpakking of gebruik de meegeleverde draagtas.
- Berg geen natte onderdelen op, aangezien hierdoor schimmelvorming of roest kan ontstaan.
- Bewaar de Nymph 12 PLUS op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht of vocht en die stofvrij is.
- Bewaar de Nymph 12 PLUS niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Bewaar de Nymph 12 PLUS buiten het bereik van jonge kinderen.
- Laad de batterij van de Nymph 12 PLUS elke 3 maanden op, ook als je deze helemaal niet hebt gebruikt.
- Rol de kabel van de laadadapter losjes op, maar wikkel deze niet rond het apparaat.
- Vouw de manchetten netjes op en plaats er geen zware voorwerpen op, aangezien dit de manchetten of luchtkamers kan beschadigen.
- Leg voor opslag de manchetten (inclusief luchtslangen) op elkaar. Rol ze vervolgens losjes samen op. Voor transport of opslag kan de luchtslang van de

manchetten worden losgekoppeld om de benodigde opslagruimte te verminderen.

16. TRANSPORT

- Tijdens transport:
 - Vermijd onnodige schokken en stoten.
 - Laat de Nymph 12 PLUS niet vallen.
 - Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat.
 - Bescherm de Nymph 12 PLUS tegen trillingen.
 - Bescherm de manchetten tegen perforaties.
 - Gebruik indien mogelijk de originele verpakking of de meegeleverde draagtas.
 - Zorg ervoor dat de Nymph 12 PLUS is uitgeschakeld.
- Na transport of opslag bij zeer lage temperaturen moet de Nymph 12 PLUS zich gedurende ongeveer 30 minuten aanpassen aan kamertemperatuur vanwege mogelijke condensvorming. Daarna kan het apparaat worden gebruikt.

17. VERWIJDERING & RECYCLING

Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Verwijder het product op verantwoorde wijze aan het einde van zijn levensduur.

17.1. Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Producten die zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen vallen onder gescheiden inzameling overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU (AEEA) en de toepasselijke nationale wetgeving.

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd via het ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat in plaats daarvan naar:

- een erkend gemeentelijk inzamelpunt, of
- een verkooppunt bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product.

Correcte gescheiden inzameling helpt milieuschade te voorkomen en maakt een correcte recycling van waardevolle materialen mogelijk.



OPMERKING:

Onjuiste verwijdering kan leiden tot sancties op grond van de nationale wetgeving.

17.2. France – Triman-markering

Indien dit product in Frankrijk wordt verkocht, zijn de verwijderingsinstructies van toepassing overeenkomstig de Triman-wetgeving. Volg de lokale inzamelrichtlijnen zoals aangegeven door het Triman-logo en de officiële Franse verwijderingsinstructies.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Ze moeten worden gesorteerd en verwijderd via de juiste recyclagestromen, overeenkomstig de toepasselijke Franse regelgeving en lokale inzamelinstructies.



FR

**Emballages à séparer
et à déposer dans le
bac de tri**



17.3. Duitsland (ElektroG §18(4))

Voor producten die in Duitsland worden verkocht, is de volgende aanvullende consumenteninformatie vereist:

- Oude elektrische en elektronische apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld en mogen niet via het huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Batterijen en lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, moeten vóór verwijdering worden verwijderd.
- Consumenten kunnen oude apparaten gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten.
- Terugnameverplichtingen voor retailers in Duitsland:
 - 1:1-terugname: Bij aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type moet het oude apparaat gratis worden geaccepteerd.
 - 0:1-terugname: Kleine apparaten (buitenafmeting < 25 cm) kunnen ook zonder aankoop van een nieuw product worden ingeleverd, tot maximaal drie apparaten per type.
 - Van toepassing op fysieke winkels met een verkoopoppervlak van $\geq 400 \text{ m}^2$ voor elektrische/elektronische apparatuur en op verkopers op afstand waarvan de opslag- of verzendruimte voor dergelijke goederen $\geq 400 \text{ m}^2$ bedraagt.
- Consumenten zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van alle persoonsgegevens van apparaten voordat deze worden ingeleverd.
- Duitsland rapporteert jaarlijks inzamel- en recyclingquota onder de AEEA-richtlijn.

17.4. Verwijdering van de batterij



Dit apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Het gebruik en de verwijdering van batterijen en afgedankte batterijen worden geregeld door Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten en heeft tot doel een veilig, duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van batterijen te waarborgen.

Gooi het apparaat en de batterij niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever het apparaat in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt of een erkend servicecentrum, zoals aangegeven door het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op wielen, zodat de batterij op de juiste manier kan worden gerecycled. Correcte verwijdering helpt het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

17.5. Verwijdering van verpakkingsmateriaal



Verwijder verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke wijze. Volg de aanwijzingen en recyclingsymbolen op de verpakking en zorg ervoor dat plastic zakken, karton en andere materialen worden ingezameld voor recycling.

18. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

NYMPH garandeert dat dit product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument onder de toepasselijke EU-wetgeving inzake consumentenbescherming.

De garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële doeleinden of verhuur. **NYMPH** zal naar eigen goeddunken dit product of een onderdeel van het product dat tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn vervangen of repareren. Vervanging zal plaatsvinden door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Indien het product niet langer beschikbaar is, kan het worden vervangen door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Er worden geen terugbetalingen verstrekt. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en blijft gedurende de resterende garantieperiode onder deze garantie vallen.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om aanspraak te kunnen maken op garantieondersteuning.

Deze garantie is niet van toepassing op:

- Nalatig gebruik of verkeerd gebruik van het product.
- Gebruik met een onjuiste spanning of stroomsterkte.
- Schade als gevolg van vallen of stoten.
- Waterschade.
- Gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
- Demontage, reparatie of wijziging door anderen dan **NYMPH**.
- Schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud en onjuiste opslag.
- Schade veroorzaakt door onjuiste montage.
- Schade veroorzaakt door onjuiste aansluitingen.
- Blootstelling aan ongunstige externe invloeden, zoals zonlicht en andere straling of elektromagnetische velden.
- Normale slijtage.

Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding doet de garantie vervallen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

NYMPH behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten opgenomen in kritische beoordelingen en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan onder het auteursrecht. Neem contact met ons op voor verzoeken om toestemming.

Air Pressure Massage System

Model Nymph 12 PLUS



This user manual accompanies the Nymph 12 PLUS and contains important information about installation, safety, disposal and use. Read this manual carefully and follow the instructions to ensure safe and proper use of the product.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this user manual when passing on this product to third parties.

The images in the user manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **NYMPH** is not obliged to update or revise the user manual. Use the actual product as a reference.



IMPORTANT – READ BEFORE USE

This device is intended solely for personal wellness and comfort. It is not a medical device and is not intended for the diagnosis, prevention, monitoring, treatment, or alleviation of any disease, injury, or medical condition.

NYMPH accepts no liability for damage, injury, or loss resulting from use contrary to this manual, use despite contraindications or warnings, or use as a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a **NYMPH** product. This manual provides the information required for safe and proper operation of the product.

This product bears the CE marking and complies with applicable European regulatory requirements.

	CE marking This product bears the CE marking, indicating that it conforms to the relevant European Union directives concerning safety, health, and environmental protection. The CE marking is a declaration by the manufacturer that the product meets the applicable EU legal requirements.
	RoHS Compliance This product complies with the RoHS Directive (2011/65/EU), which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Compliance ensures that levels of substances such as lead, mercury, and cadmium remain below the maximum permitted thresholds.
EMC	EMC Compliance This product complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU), which ensures that the device functions properly in its environment without causing or suffering from electromagnetic interference.
LVD	LVD Compliance This product complies with the Low Voltage Directive (2014/35/EU), which ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for users in terms of health and safety.

The full EU Declaration of Conformity and all supporting test documentation are available upon request.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, please contact us.

We hope you enjoy your purchase!

2. EXPLANATION OF SYMBOLS

Throughout this user manual, the following symbols are used:

	NOTE: Provides important information or useful tips for the use of the product.
	DANGER: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor injury or material damage.

The safety symbols do not replace the written safety instructions. Read and follow the safety instructions exactly.

3. TERMINOLOGY

	NOTE: In this user manual, the term “Nymph 12 PLUS” refers to the complete product, including the control unit (device) and the accessories such as the cuff with connecting hose. When individual components are described, they are referred to by their specific names.
--	--

4. SAFETY INSTRUCTIONS



Follow the instructions and safety information in this user manual carefully. Failure to do so may result in personal injury or damage to property.

Damage or injury resulting from improper use or failure to follow these instructions is not covered by the warranty.

Electrical devices and batteries may present hazards if used incorrectly. These may include injury, fire, electric shock, or damage to property. Always handle the device with care and keep it out of the reach of children.

This user manual provides the information required for safe use of the device. However, not all possible situations or hazards can be covered. Always use the device with caution and follow the instructions provided.

Residual risks may remain despite all safety measures. Follow all instructions and warnings in this user manual to reduce the risk of injury, damage, or malfunction.

If you have any questions that are not addressed in this user manual, please contact us.

4.1. Contraindications

Do not use the device:

- on open wounds, fractures, or severely injured body areas;
- on areas affected by acute inflammation or infection;
- if you have acute venous thrombosis or deep thrombophlebitis;
- if you suffer from pulmonary edema;
- if you have severe peripheral arterial occlusive disease (PAOD).

Consult a physician before use if you:

- are pregnant;
- have a pacemaker or other implanted electronic device;
- suffer from heart disease, circulatory disorders, or uncontrolled hypertension;
- have diabetes with reduced sensation or peripheral neuropathy;
- are undergoing cancer treatment;
- take anticoagulant medication;
- have any other medical condition that may be affected by compression massage.

4.2. General safety

- Do not use the Nymph 12 PLUS for any purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Nymph 12 PLUS is designed and intended for household use and is not suitable for commercial or industrial use.
- Do not use the device in places where the use of electronic equipment is not allowed.
- The Nymph 12 PLUS is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Shocks, impacts, or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not place the Nymph 12 PLUS on an unstable surface. This may cause it to fall and result in a malfunction.
- Do not squeeze the cuff.
- Do not expose the Nymph 12 PLUS to excessive vibration, crushing forces, impacts, or other mechanical stress.
- Do not sit on the cuff.

- The device must be properly and securely connected. Follow the instructions to prevent any possible damage or injury.
- Use only the accessories or attachments supplied or recommended by the manufacturer for this device. Incorrect accessories or attachments may pose a risk to the user and can damage the Nymph 12 PLUS.
- Do not insert any objects or fingers into openings.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the Nymph 12 PLUS.
- Do not touch the cuff with sharp objects.
- Do not apply excessive force to the display, and do not touch the display with sharp objects.
- Never place objects on the Nymph 12 PLUS.
- Do not leave the switched-on Nymph 12 PLUS unattended. Close supervision is necessary when using near young children.
- Do not use the Nymph 12 PLUS near strong magnetic fields, e.g. motors, transformers, mobile phones, etc.
- Do not use the Nymph 12 PLUS in dusty environments.
- If it is no longer possible to operate the Nymph 12 PLUS safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged;
 - is no longer working properly;
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions;
 - or has been subjected to serious transport-related stresses.

4.3. Users

- The Nymph 12 PLUS is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.
- The device may only be used by adults. The cuffs are designed for adult users only. Using them on children may result in injury.
- Do not allow persons who are not familiar with the operation of the Nymph 12 PLUS or with these instructions to use the device.
- The device may only be used by persons who understand these instructions and are aware of the potential hazards.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children.

- Do not operate the Nymph 12 PLUS when you are tired, distracted, or under the influence of alcohol or medication.

4.4. Electrical safety & charger

- You must not modify, repair yourself, or disassemble the Nymph 12 PLUS. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use the device while charging the battery.
- Only use the supplied charger to charge the Nymph 12 PLUS. Another charger with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage.
- To prevent damage to the charger and/or the Nymph 12 PLUS, ensure your mains outlet supplies the correct power supply for the charger.
- The mains outlet must be located near the Nymph 12 PLUS and be easily accessible.
- To reduce energy consumption and potential safety risks, always unplug the device when it is not being charged, during cleaning or maintenance, or if a fault occurs. The device remains connected to the mains as long as the charger is plugged in.
- Never force the plug of the charger into a mains outlet. If it does not fit easily into the mains outlet, stop using it. Always ensure that the plug of the charger is properly connected to the mains outlet.
- It is normal for the charger to feel a little warm. However, a loose fit between the mains outlet and the plug of the charger can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains outlet.
- To disconnect the charger, grasp the charger housing and pull the charger out of the mains outlet.
- If the power fails during charging, pull the charger immediately from the mains outlet.
- If smoke is produced, or if there are any unusual sounds or smells during operation of the Nymph 12 PLUS or while charging the battery, switch off the device immediately and disconnect the charger from the mains outlet. In such cases, the Nymph 12 PLUS and the battery must not be used until they have

- been inspected by the manufacturer or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device or battery fire. If smoke has been inhaled, seek medical advice, as inhalation of smoke can be harmful to health.
- In the event of a fire, disconnect the power supply if this can be done safely. Use suitable fire-fighting equipment and keep a safe distance from the device.
 - For safety reasons, always disconnect the charger in the event of a thunderstorm.

4.5. Charger cable

- Fully unwind the cable before use.
- Do not modify the charger cable.
- Do not use the charger if the cable is damaged. Replace the charger with a damaged cable immediately with a suitable replacement.
- To prevent risks, damaged cables may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never force the DC connector into the connection port. If the connector and port do not fit together easily, they are probably not compatible. Check for obstructions and ensure the connector matches the port and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug the charger cable from the Nymph 12 PLUS by pulling the cable. Always pull on the DC-connector at the end of the cable.
- Do not carry or pull the Nymph 12 PLUS by its charger cable.
- Never wrap the charger cable around the device. This will cause the cable to wear prematurely and break.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Ensure that the cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the cable.
- Untwist the cable periodically if it becomes twisted due to use.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children can become entangled while playing with cables, posing a strangulation hazard. Electric cables are not toys.

4.6. Heat & ventilation

- The Nymph 12 PLUS may become warm during operation. This is normal.
- Do not cover the device or the ventilation holes while it is in operation, as this may cause the Nymph 12 PLUS to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Ensure that the ventilation around the Nymph 12 PLUS is good during use.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Nymph 12 PLUS is designed to work best in normal ambient temperatures between 0 °C and 35 °C and to be stored at temperatures between 0 °C and 45 °C. The Nymph 12 PLUS may be damaged, and the battery lifespan may be shortened if the device is used or stored outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).

4.7. Water

- This device is not waterproof. Exposure to water may result in electric shock, short circuits, or permanent damage.
- Never use the Nymph 12 PLUS with moist hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Never touch the plug with moist hands while connecting or disconnecting it from the mains outlet. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Nymph 12 PLUS in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments. Do not immerse the device, charger cable, plug, or cuff in any liquid. Never pour liquids over or near the Nymph 12 PLUS. There is a risk of electric shock or a short circuit. If liquid does get into the housing, unplug it immediately and then turn off the Nymph 12 PLUS.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains outlet and only then remove it from the water.
- Ensure that the Nymph 12 PLUS is placed on a dry surface.

4.8. Battery safety

- Do not place Nymph 12 PLUS near a fire or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or explosion of the battery.
- Do not charge the battery at temperatures below 5°C or above 40°C.
- Charge the battery in a well-ventilated area.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the device once fully charged or if left unattended during charging.
- Do not attempt to charge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only charge with the supplied charger.
- Do not charge the battery near flammable materials (fire hazard).
- Do not attempt to pierce, modify, disassemble, or change the battery, as this may result in fire, explosion, chemical leakage, or serious injury.
- Do not use a battery that is damaged or deformed.
- Do not use the Nymph 12 PLUS if the battery begins to emit odour, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable gloves.
- The battery contains hazardous substances. Do not open the battery or insert any objects into it.
- Never throw the battery into a fire.
- Even a fully discharged battery may still contain hazardous residual energy and must be handled carefully.
- When handling the battery, ensure your hands, the product, and the battery are dry.
- Do not short-circuit. Short-circuiting may cause the battery to explode or leak.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let the battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminium foil. Tape the battery terminals or put the battery in a plastic bag before you discard it.
- Prevent children or animals from coming into contact with the battery.

4.9. Residual Risks

Despite the implementation of all safety measures, certain residual risks may remain when using the Nymph 12 PLUS.

- Temporary discomfort, skin irritation, redness, numbness, or pressure marks caused by prolonged use or excessive pressure settings.
- Discomfort or injury resulting from improper placement or incorrect fitting of the cuffs.
- Reduced blood circulation, pain, or physical discomfort caused by excessive treatment duration or unsuitable pressure settings.
- Electric shock, overheating, or fire hazards resulting from damaged cables, damaged components, improper repairs, exposure to liquids, or misuse of the device.
- Tripping hazards caused by hoses, cables, or connected garments during use or storage.
- Damage to the cuffs, hoses, connectors, or control unit caused by sharp objects, excessive bending, pulling, twisting, crushing, or improper storage.
- Risks associated with use by persons with contraindicated medical conditions, including circulatory disorders, thrombosis, severe hypertension, implanted medical devices, or other conditions listed in this manual.
- Risks associated with use by children, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons unable to understand the instructions or communicate discomfort.

To minimise these risks, always follow all instructions and safety warnings provided in this manual.

4.10. Reasonably foreseeable misuse

The following uses are considered reasonably foreseeable misuse and must be avoided:

- Using the device for purposes other than air compression massage of the legs or arms.
- Using the device on infants, children, pets, or persons unable to safely operate the device or communicate discomfort.
- Using the device while sleeping, unconscious, under the influence of alcohol, medication, or substances that may reduce awareness or sensitivity.
- Using the device with damaged cuffs, hoses, connectors, cables, plugs, or other components.
- Using the device in wet environments, near water, or with wet hands.
- Covering the control unit during operation or blocking the ventilation openings.
- Pulling, twisting, sharply bending, crushing, or stepping on hoses or the charger cable.
- Disconnecting the cuffs or hoses while the device is operating or pressurised.
- Using pressure settings, treatment durations, or programs that cause pain, numbness, or significant discomfort.
- Using the device despite known contraindications, medical conditions, injuries, or after medical advice not to use compression therapy devices.
- Attempting to open, modify, repair, or disassemble the device or accessories.
- Inserting foreign objects into the control unit, connectors, ventilation openings, or other openings of the device.
- Using non-approved accessories, replacement parts, chargers, or cuffs.
- Standing, walking, or moving around while connected to the compression garments.
- Using the product outdoors or exposing it to direct sunlight, excessive heat, open flames, or freezing temperatures.

Such misuse may result in injury, fire hazards or damage to the device.

4.11. Medical considerations

This product is intended for wellness and comfort purposes only and is not a medical device. The device does not provide medical treatment and must not be used as a substitute for professional medical advice, diagnosis, monitoring, or treatment.

Consult a physician before using this device if you:

- suffer from circulatory disorders, vascular disease, thrombosis, varicose veins, diabetes, severe hypertension, or heart disease;
- have implanted medical devices such as a pacemaker;
- are pregnant or recently underwent surgery;
- experience chronic pain, numbness, reduced sensitivity, or skin conditions;
- are undergoing medical treatment or have any other medical concerns.

Do not use the device on injured, swollen, infected, inflamed, or sensitive body areas unless approved by a qualified healthcare professional.

Stop using the device immediately and seek medical advice if you experience pain, dizziness, numbness, skin discolouration, unusual swelling, breathing difficulties, or any other abnormal physical reaction during or after use.

Users are responsible for determining whether this product is suitable for their individual physical condition.

5. INTENDED USE

The Nymph 12 PLUS is intended for air compression massage of the legs or arms using inflatable compression garments. The device is designed to promote temporary relaxation, support blood circulation, and provide a massage sensation through sequential air pressure compression.

The device is equipped with a rechargeable battery, allowing cordless operation during use.

The device is intended for private indoor use by adults only.

The product is intended for wellness and comfort purposes only. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or medical condition and must not be used as a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.

Do not use this device on infants, children, or persons who are unable to operate the device safely or communicate discomfort.

**WARNING:**

Use this product only as described in this manual. Use outside the intended purpose or contrary to the instructions may result in reduced performance, damage to the device, or safety risks.

6. SCOPE OF DELIVERY

6.1. Contents

The following components are included in the scope of delivery:

- 1x Nymph 12 PLUS
- 1x Charger
- 1x Carrying bag
- 1x shoulder strap for carrying bag
- 1x air hose set
- 1x User manual



NOTE:

Due to transport and packaging requirements, some accessories may be supplied disassembled. Follow the assembly instructions carefully.

6.2. Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If any damage is detected, do not use the Nymph 12 PLUS. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, verify that the delivery is complete and that all parts are in good condition. If a part is missing or damaged, please contact us.

Before use, remove all packaging materials.



NOTE:

This device is packaged to protect it during transport. Keep the original box and other packaging in a safe place to prevent damage to the device if you need to transport it in the future. If you do throw away the packaging, please ensure it is recycled properly.

6.3. Safety during unpacking

Do not leave packaging materials and accessories lying around carelessly during unpacking. They may become a dangerous plaything for children.



WARNING: Suffocation hazard

Keep plastic bags and foil out of the reach of babies and children to prevent suffocation. Thin foils can stick to the nose and mouth and obstruct breathing.



WARNING: Strangulation hazard

Cables longer than 22 cm can be harmful to babies and very young children.

Children may become entangled while playing with the charger cable and hoses. Do not leave the charger and hoses lying around during unpacking.



7. TECHNICAL DATA



NOTE:

Due to continuous improvements to our product, the technical specifications may be changed without prior notice.

Product	Air pressure massage system	
Model	Nymph 12 PLUS	
Brand	Nymph	
Colour	Black	
Material	Control unit: ABS Cuff: Durable fabric Nylon + TPU	
Display	LED	
Number of air chambers	12	
Number of programs	8	
Power	45 W	
Charger input	110 – 240 V AC; 50 – 60 Hz	
Charger output	12.9 V DC – 2 A	
Protection class (charger)	Class II	
Protection class (device)	Class III	
Battery type	Lithium ion	
Battery capacity	9000 mAh	
Battery voltage	10.8 V DC	
Charging time	9 hours	
Operating time	- In single mode (Program A): 6 hours - In full inflation and full deflation mode (program C): 2 hours	
Charger cable length	1.5 m	

Timer setting	5 - 99 min
Pressure	30 - 240 mmHg (± 30 mmHg)
Hold time	0 - 5 s
Interval time	0 - 50 s
IP rating	IP 20
Weight	2.3 kg
Dimensions (L x W x H)	25.6 x 19 x 10 cm

Product identification:


Brand	Nymph
Model	Nymph I2 PLUS
OEM Manufacturer	Xiamen Weiyu Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China
OEM Model	VU-IPC12B



NOTE:

The product identification and rating label is located on the device. This label contains important information such as the model number and electrical ratings.

8. PRODUCT OVERVIEW



- ① Start/Pause button
- ② 8 massage programs (A-H)
- ③ Adjustable session time (5-99 minutes)
- ④ Adjustable pressure level (30-240 mmHg)
- ⑤ Adjustable decompression interval (0, 10, 20, 30, 40 or 50 seconds)
- ⑥ Adjustable compression hold time (0, 1, 2, 3, 4 or 5 seconds)
- ⑦ Multi-port connector socket
- ⑧ Battery indicator
- ⑨ ON/OFF switch
- ⑩ Charging input port
- ⑪ Individual chamber control

Each of the 12 chambers can be enabled or disabled individually.

9. MESSAGE PROGRAMS A-H

The air chambers inside the leg cuffs inflate and deflate according to the selected program. This creates a sequential compression massage designed to promote comfort and relaxation. The treatment time, pressure level, and additional settings can be adjusted at any time during the session.

Program A

Only one chamber is inflated and deflated at a time. Inflation starts at chamber 1 and progresses sequentially to chamber 12. The cycle then repeats.



Program B

Chamber 1 remains inflated while additional chambers are inflated sequentially until all 12 chambers are filled. The cycle then repeats.



Program C

All chambers inflate simultaneously and then deflate simultaneously. The cycle then repeats.



Program D

Chamber 1 inflates and holds pressure. Chamber 2 then inflates while chamber 1 remains pressurised. As the cycle progresses, two adjacent chambers remain inflated at all times, creating a continuous sequential compression pattern from chamber 1 to chamber 12. The cycle then repeats.



Program E

Chamber 1 inflates and holds pressure. Chamber 2 then inflates while chambers 1 and 2 remain pressurised. Chamber 3 then inflates, followed by chamber 4, maintaining three adjacent chambers under pressure throughout the cycle. This sequential compression pattern continues to chamber 12. The cycle then repeats.



Program F

 **PULSE**


Each chamber inflates rapidly four times before remaining pressurised. As the sequence progresses, adjacent chambers remain pressurised while the next chamber performs the pulse sequence. This pulsing compression pattern continues from chamber 1 to chamber 12. The cycle then repeats.



Note: Pulse mode consists of four rapid inflation and deflation cycles before pressure is maintained.


Program G

A combination of programs B and E.



Program H

A combination of programs D and C.



10. BENEFITS OF COMPRESSION MASSAGE

The device provides a sequential compression massage using multiple air chambers that inflate and deflate according to the selected program. This creates a gentle pressure massage designed to enhance comfort and relaxation.

Potential benefits of regular use may include:

- Relief from the feeling of tired or heavy legs after prolonged standing, sitting, or daily activities.
- Increased comfort and relaxation after physical activity or exercise.
- A soothing massage experience for the legs or arms.
- Temporary relief from muscle tension and physical fatigue.
- Improved comfort during periods of rest and recovery.
- Support for a personal wellness and relaxation routine.




NOTES:

- The benefits described above are intended for general wellness and comfort purposes only. Individual experiences may vary.
- This device is not a medical device and is not intended to diagnose, prevent, monitor, treat, alleviate, or cure any disease, injury, or medical condition.

11. OPERATION

11.1. Before use

Check the battery level before use. Press the ON/OFF switch to power on the device. If the device does not start, recharge the battery before use.



Charging input port



11.2. Use




CAUTION:

Only use the supplied charger or a charger with the specified output rating. Using an incompatible charger may damage the device.

1. Connect the air hoses securely to the compression garments.



2. Connect the main hose connector securely to the control unit.



Check that all connections are secure and airtight.

3. Press the ON/OFF switch to turn on the device.



NOTE:

The ON/OFF switch is located on the right side of the control unit. Press the switch again to turn off the device.



4. Put on the compression garments comfortably according to the instructions.




NOTE:

It is recommended to switch on the device before fastening the cuffs.

5. Set the desired session time using the - and + buttons.

- Adjustable range: 5-99 minutes
- Default setting: 30 minutes
- Press briefly to increase or decrease the time in 1-minute increments.
- Press and hold to adjust the setting more quickly.
- The device switches off automatically when the session time has elapsed.



6. Set the desired pressure level using the - and + buttons.

- Adjustable range: 30–240 mmHg
- Press briefly to increase or decrease the pressure by 30 mmHg.
- Press and hold to increase or decrease the pressure by 10 mmHg.

Pressure mmHg



090



7. Select the desired massage program (A–H).
Refer to the chapter “MESSAGE PROGRAMS A–H”.




NOTE:

Program A is selected by default.



8. Select the chambers to be activated during the massage session.



NOTE:

All 12 chambers are enabled by default, and their indicator lights are illuminated. Press the corresponding chamber button to enable or disable a chamber. The indicator light turns off when the chamber is disabled and turns on when the chamber is enabled.

9. Set the compression hold time (0, 1, 2, 3, 4 or 5 seconds) by pressing the button.



NOTE:

The hold time determines how long pressure is maintained after the selected pressure level has been reached.

10. Set the decompression interval (0, 10, 20, 30, 40 or 50 seconds) by pressing the  button.



NOTE:

The decompression interval determines how long the chambers remain deflated before the next compression cycle begins.

11. Press the Start/Pause button  to start the massage session.



NOTE:

At the start of the session, the inflation time may be longer as the cuffs must be filled from a completely empty state.



CAUTION:

- Do not remove the cuffs while the device is operating. Always switch off the device before disconnecting or removing the cuffs.
- Stop treatment and consult your physician if there is the onset of pain, bruising or irritation during or after treatment.

Recommended session duration

For first-time users, it is recommended to start with a short session of approximately 10 to 20 minutes.

If comfortable, the session duration may be gradually increased during future uses according to personal preference and comfort.

Discontinue use immediately if discomfort, pain, dizziness, numbness, or any unusual reaction occurs.

11.3. After Use

The treatment session ends automatically when the timer reaches zero. You may also stop the session at any time by pressing the Start/Pause button or switching off the device.





CAUTION:

Always switch off the device before removing the cuffs or disconnecting any hoses.

After the device has been switched off, open and remove the cuffs. If required, gently press the air chambers by hand to release any remaining air and speed up deflation.


To disconnect the air hose assembly from the control unit, press the two release clips located on both sides of the main connector. While holding the clips, pull the connector straight out of the control unit. The cuffs and air hose should normally be stored together as one assembly. Avoid disconnecting the hose from the cuffs unnecessarily, as repeated disconnection may damage the hose connectors or pins.



**NOTE:**

For transportation or storage, the air hose may be disconnected from the cuffs to reduce the required storage space.

When transporting or storing the product, the hose may be disconnected from the cuff to save space.

**Step 1**

Do not pull on the hose.

**Step 2**

Hold the connector pins and pull them straight out of the cuff connector.

12. USING THE CUFFS

Preparing for use:

- For comfort and hygiene, wear light clothing underneath the compression garments. Clothing should be clean, comfortable, and free from buttons, zippers, or other hard objects that could cause discomfort during use.
- Remove watches, bracelets, rings, or other jewellery before using arm or leg garments.

Recommended positions:

- Place the control unit on a stable, flat surface where it can be easily reached during operation. Ensure that the air hoses are not twisted, kinked, or obstructed.
- Leg cuffs may be used while sitting or lying down. For increased comfort while sitting, the legs may be slightly elevated.
- Pants cuffs should be used while lying down on a bed, sofa, or similar flat surface. Using pants cuffs while sitting may cause folds in the cuffs that can affect inflation performance.
- Arm garments may be used while sitting or lying down with the arm supported in a comfortable position.
- During use, remain relaxed and avoid excessive movement that may interfere with the inflation and deflation cycle of the compression garments.



WARNING:

Do not walk, run, climb stairs, drive, or perform other activities while wearing leg cuffs or pants cuffs during operation. The cuffs restrict natural movement and may increase the risk of tripping, falling, loss of balance, or injury. Always remain seated or lying down while the cuffs are inflated and in use.



CAUTION:

Do not inflate a cuff unless it is properly worn on the intended body area. Do not operate the system with a cuff that is not being worn or with zippers left open. Doing so may affect performance and may damage the compression garment.

13. CLEANING

- A clean, soft, dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the control unit.
- Do not wash the cuffs. Wipe gently with a dry cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display and switch while cleaning.
- Do not use water for cleaning.
- Do not submerge the Nymph 12 PLUS in water or any other liquids. Never rinse the control unit with water to prevent water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances should you use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions, as these can penetrate the housing and impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

14. MAINTENANCE & SERVICE

- The Nymph 12 PLUS is maintenance-free, except for cleaning.
- You may not modify, self-repair, or disassemble the Nymph 12 PLUS.
- Use only original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Nymph 12 PLUS for maintenance. Removing the housing or improper assembly may cause electric shocks, damage, short circuits, or fire.
- If, for any reason, you open the housing, the warranty will become null and void. The Nymph 12 PLUS contains no user-serviceable parts.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. For maintenance or service, please contact us first at info@nymph.be.

- For missing accessories such as the user manual or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product in the original packaging to **NYMPH** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

15. STORAGE

- We advise cleaning the Nymph 12 PLUS before long-term storage (see the chapter “CLEANING”).
- Store the Nymph 12 PLUS preferably in its original packaging or use the included carrying bag.
- Do not store wet parts, as mould or rust may develop.
- Store the Nymph 12 PLUS in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Nymph 12 PLUS in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the Nymph 12 PLUS beyond the reach of young children.
- Recharge the battery of the Nymph 12 PLUS every 3 months, even if you did not use it at all.
- Loosely coil the charger cable but do not wrap it around the device.
- Fold the cuffs neatly and do not place heavy objects on top of them, as this may damage the cuffs or air chambers.
- For storage, place the cuffs (incl. tubes) on top of each other. Then roll them loosely together. For transportation or storage, the air hose may be disconnected from the cuffs to reduce the required storage space.

16. TRANSPORT


- During transport:
 - Avoid unnecessary shocks and impacts.
 - Do not drop the Nymph 12 PLUS.
 - Do not place heavy objects on top of it.
 - Protect the Nymph 12 PLUS from vibrations.
 - Protect the cuffs from puncture damage.

- Use the original packaging whenever possible or the included carrying bag.
- Ensure the Nymph 12 PLUS is switched off.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Nymph 12 PLUS must be accustomed to room temperature for approximately 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

17. DISPOSAL & RECYCLING

This product has been manufactured using high-quality materials and components that can be reused and recycled. Please dispose of the product responsibly at the end of its service life.

17.1. Disposal of electrical and electronic equipment (WEEE)



Products marked with the crossed-out wheeled bin symbol are subject to separate collection in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) and applicable national legislation.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste. Instead, take the device to:

- an authorised municipal collection point, or
- a retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Correct separate collection helps prevent environmental harm and enables proper recycling of valuable materials.



NOTE:

Improper disposal may lead to penalties under national legislation.

17.2. France – Triman marking

If this product is sold in France, disposal instructions apply in accordance with the Triman legislation. Follow local collection guidance as indicated by the Triman logo and official French disposal instructions.



All packaging materials are recyclable. They must be sorted and disposed of in the appropriate recycling streams, in accordance with applicable French regulations and local collection instructions.



17.3. Germany (ElektroG §18(4))

For products sold in Germany, the following additional consumer information is required:

- Old electrical and electronic devices must be collected separately and not disposed of in household waste.
- Batteries and lamps that can be removed without damage must be taken out before disposal.
- Consumers may return old devices free of charge to municipal collection points.
- Retailer take-back obligations in Germany:
 - 1:1 take-back: When purchasing a new device of the same type, the old device must be accepted free of charge.

- 0:1 take-back: Small devices (external dimension < 25 cm) can be returned even without buying a new product, up to three units per type.
- Applies to physical retailers with $\geq 400 \text{ m}^2$ sales area for electrical/electronic goods, and to distance sellers whose storage/shipping areas for such goods cover $\geq 400 \text{ m}^2$.
- Consumers are responsible for deleting all personal data from devices prior to return.
- Germany reports annual collection and recycling quotas under the WEEE Directive.

17.4. Disposal of the battery



This device contains a built-in rechargeable battery. The battery cannot be replaced by the user. The use and disposal of batteries and rechargeable batteries are governed by Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries. This regulation is directly applicable in all EU member states and aims to ensure the safe, sustainable, and environmentally responsible use of batteries.

Do not dispose of the device and the battery with household waste. Instead, return the device to a designated collection point or to an authorised service centre, as indicated by the crossed-out wheeled bin symbol, so that the battery can be properly recycled. Correct disposal helps protect the environment and human health.

17.5. Disposal of packing material



Dispose of packaging materials in an environmentally sound manner. Follow the notes and recycling symbols on the packaging and ensure plastic bags, cardboard, and other materials are collected for recycling.

18. WARRANTY & LIABILITY

NYMPH guarantees that for two years from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty does not affect the consumer's statutory rights under applicable EU consumer protection laws.

The warranty applies to products used for personal purposes and not for commercial or rental purposes. **NYMPH**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. No refunds shall be given. Your replacement unit will be returned to you at no charge and will be covered under this warranty for the remainder of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- Negligent use or misuse of the product.
- Using with incorrect voltage or current.
- Damage resulting from falls or impacts.
- Water damage.
- Use contrary to the operating instructions.
- Disassembly, repair, or modification by anyone other than **NYMPH**.
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft.
- Damage caused by incorrect maintenance and storage.
- Damage caused by incorrect assembly.
- Damage caused by incorrect connections.
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields.
- Normal wear and tear.

Damage caused by failure to follow this manual's instructions will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

NYMPH reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colours, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us.

Luftdruck-Massagesystem

Modell Nymph 12 PLUS



Diese Anleitung gehört zum Nymph 12 PLUS und enthält wichtige Informationen zur Installation, Sicherheit, Entsorgung und Verwendung. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung beigelegt wird, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen in der Anleitung dienen nur zu Illustrationszwecken und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. In diesem Fall ist **NYMPH** nicht verpflichtet, die Anleitung zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.



WICHTIG – VOR GEBRAUCH LESEN

Dieses Produkt ist ausschließlich für persönliches Wohlbefinden und Komfort bestimmt. Es ist kein Medizinprodukt und nicht zur Diagnose, Prävention, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder medizinischen Beschwerden bestimmt.

NYMPH übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch eine Verwendung entgegen dieser Anleitung, durch eine Verwendung trotz Kontraindikationen oder Warnhinweisen oder durch eine Verwendung als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung entstehen.

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **NYMPH** entschieden haben. Diese Anleitung enthält die Informationen, die für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts erforderlich sind.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht den geltenden europäischen gesetzlichen Anforderungen.

	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung, die bestätigt, dass es den einschlägigen europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entspricht. Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die geltenden gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union erfüllt.
	RoHS-Konformität Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt. Die Konformität stellt sicher, dass die Konzentrationen von Stoffen wie Blei, Quecksilber und Cadmium unter den zulässigen Grenzwerten liegen.
EMC	EMV-Konformität Dieses Produkt entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) (2014/30/EU). Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert, ohne elektromagnetische Störungen zu verursachen oder von solchen beeinträchtigt zu werden.
LVD	Niederspannungsrichtlinie Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), die sicherstellt, dass elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ein hohes Maß an Schutz für Gesundheit und Sicherheit der Benutzer bieten.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung sowie alle unterstützenden Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	HINWEIS: Enthält wichtige Informationen oder nützliche Hinweise zur Verwendung des Produkts.
	GEFAHR: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	WARNUNG: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Die Sicherheitssymbole ersetzen die schriftlichen Sicherheitshinweise nicht. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise genau.

3. TERMINOLOGIE

	HINWEIS: In dieser Anleitung bezieht sich der Begriff „Nymph 12 PLUS“ auf das vollständige Produkt, einschließlich der Steuereinheit (Gerät) und des Zubehörs wie der Manschette mit angeschlossenen Luftschlauch. Wenn einzelne Komponenten beschrieben werden, werden diese mit ihrer jeweiligen Bezeichnung benannt.
--	---

4. SICHERHEITSHINWEISE



Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsinformationen in dieser Anleitung sorgfältig. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Elektrische Geräte und Batterien können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren darstellen. Dazu gehören unter anderem Verletzungen, Brände, elektrische Schläge oder Sachschäden. Behandeln Sie das Gerät stets sorgfältig und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Diese Anleitung enthält die Informationen, die für eine sichere Verwendung des Geräts erforderlich sind. Es können jedoch nicht alle möglichen Situationen oder Gefahren abgedeckt werden. Verwenden Sie das Gerät stets mit Vorsicht und befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen können Restrisiken bestehen bleiben. Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung, um das Risiko von Verletzungen, Schäden oder Fehlfunktionen zu verringern.

Wenn Sie Fragen haben, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, kontaktieren Sie uns bitte.

4.1. Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- auf offenen Wunden, Frakturen oder schwer verletzten Körperbereichen;
- auf Körperbereichen mit akuten Entzündungen oder Infektionen;
- wenn Sie an akuter Venenthrombose oder tiefer Thrombophlebitis leiden;
- wenn Sie an Lungenödemen leiden;
- wenn Sie an schwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) leiden.

Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie:

- schwanger sind;
- einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät tragen;
- an Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen oder unkontrolliertem Bluthochdruck leiden;
- an Diabetes mit eingeschränktem Empfindungsvermögen oder peripherer Neuropathie leiden;
- sich einer Krebsbehandlung unterziehen;
- gerinnungshemmende Medikamente einnehmen;
- an einer anderen Erkrankung leiden, die durch Kompressionsmassage beeinflusst werden könnte.

4.2. Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht für andere Zwecke als den bestimmungsgemäßen Gebrauch (siehe Kapitel „BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH“).
- Der Nymph 12 PLUS wurde für den Gebrauch im Haushalt entwickelt und ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.
- Der Nymph 12 PLUS ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Stöße, Schläge oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie den Nymph 12 PLUS nicht auf eine instabile Oberfläche. Dies kann zum Herunterfallen des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.
- Drücken Sie die Manschette nicht zusammen.

- Setzen Sie den Nymph 12 PLUS keinen übermäßigen Vibrationen, Druckkräften, Stößen oder anderen mechanischen Belastungen aus.
- Setzen Sie sich nicht auf die Manschette.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und sicher angeschlossen werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör oder Aufsätze, die vom Hersteller für dieses Gerät geliefert oder empfohlen wurden. Ungeeignetes Zubehör oder ungeeignete Aufsätze können ein Risiko für den Benutzer darstellen und den Nymph 12 PLUS beschädigen.
- Führen Sie keine Gegenstände oder Finger in Öffnungen ein.
- Wenden Sie beim Betätigen der Tasten des Nymph 12 PLUS keine übermäßige Kraft an.
- Berühren Sie die Manschette nicht mit scharfen Gegenständen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Anzeige aus und berühren Sie die Anzeige nicht mit scharfen Gegenständen.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf den Nymph 12 PLUS.
- Lassen Sie den eingeschalteten Nymph 12 PLUS nicht unbeaufsichtigt. Eine sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von kleinen Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht in der Nähe starker Magnetfelder, z. B. von Motoren, Transformatoren oder Mobiltelefonen.
- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht in staubiger Umgebung.
- Wenn ein sicherer Betrieb des Nymph 12 PLUS nicht mehr möglich ist, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und sichern Sie es gegen unbeabsichtigte Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist;
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert;
 - über längere Zeit unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde;
 - oder starken Transportbelastungen ausgesetzt war.

4.3. Benutzer

- Der Nymph 12 PLUS ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Die Manschetten sind ausschließlich für erwachsene Benutzer ausgelegt. Die Verwendung durch Kinder kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Personen, die mit der Bedienung des Nymph 12 PLUS oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die diese Anweisungen verstehen und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.

4.4. Elektrische Sicherheit & Ladegerät

- Sie dürfen die Nymph 12 PLUS nicht verändern, selbst reparieren oder zerlegen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Wartung, Änderungen und Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während der Akku geladen wird.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät zum Laden der Nymph 12 PLUS. Ein anderes Ladegerät mit falschen Spezifikationen kann Fehlfunktionen und/oder Schäden verursachen.
- Um Schäden am Ladegerät und/oder an der Nymph 12 PLUS zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Steckdose die richtige Stromversorgung für das Ladegerät bereitstellt.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe der Nymph 12 PLUS befinden und leicht zugänglich sein.
- Um den Energieverbrauch und potenzielle Sicherheitsrisiken zu reduzieren, ziehen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht geladen wird, während der Reinigung oder Wartung oder wenn eine Störung auftritt. Das Gerät bleibt mit dem Stromnetz verbunden, solange das Ladegerät eingesteckt ist.
- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts niemals mit Gewalt in eine Steckdose. Wenn er sich nicht leicht einstecken lässt, verwenden Sie ihn nicht weiter.

Stellen Sie stets sicher, dass der Stecker des Ladegeräts ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist.

- Es ist normal, dass sich das Ladegerät etwas warm anfühlt. Eine lockere Verbindung zwischen Steckdose und Stecker des Ladegeräts kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft, um die lockere oder verschlissene Steckdose auszutauschen.
- Um das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen, fassen Sie das Gehäuse des Ladegeräts an und ziehen Sie es aus der Steckdose.
- Ziehen Sie bei einem Stromausfall während des Ladevorgangs das Ladegerät sofort aus der Steckdose.
- Wenn Rauch entsteht oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche während des Betriebs der Nymph 12 PLUS oder während des Ladevorgangs auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. In solchen Fällen dürfen die Nymph 12 PLUS und der Akku nicht verwendet werden, bevor sie vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person überprüft wurden. Atmen Sie niemals Rauch von einem möglichen Geräte- oder Akkubrand ein. Falls Rauch eingeatmet wurde, suchen Sie ärztlichen Rat auf, da das Einatmen von Rauch gesundheitsschädlich sein kann.
- Trennen Sie im Brandfall die Stromversorgung, sofern dies sicher möglich ist. Verwenden Sie geeignete Löschmittel und halten Sie einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Trennen Sie das Ladegerät aus Sicherheitsgründen bei Gewitter immer vom Stromnetz.

4.5. Kabel des Ladegeräts

- Rollen Sie das Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Kabel des Ladegeräts vor.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Ersetzen Sie ein Ladegerät mit beschädigtem Kabel sofort durch ein geeignetes Ersatzgerät.
- Um Risiken zu vermeiden, dürfen beschädigte Kabel ausschließlich vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie den DC-Stecker niemals mit Gewalt in die Anschlussbuchse. Wenn Stecker und Anschluss nicht leicht zusammenpassen, sind sie wahrscheinlich

nicht kompatibel. Prüfen Sie auf Hindernisse und stellen Sie sicher, dass der Stecker zum Anschluss passt und korrekt ausgerichtet ist.

- Ziehen Sie das Kabel des Ladegeräts niemals aus der Nymph 12 PLUS, indem Sie am Kabel ziehen. Ziehen Sie immer am DC-Stecker am Ende des Kabels.
- Tragen oder ziehen Sie die Nymph 12 PLUS nicht am Kabel des Ladegeräts.
- Wickeln Sie das Kabel des Ladegeräts niemals um das Gerät. Dadurch verschleißt das Kabel vorzeitig und kann brechen.
- Achten Sie darauf, nicht über das Kabel zu stolpern.
- Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht gequetscht, gebogen, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanisch belastet wird.
- Machen Sie niemals einen Knoten in das Kabel.
- Entdrehen Sie das Kabel regelmäßig, wenn es sich durch den Gebrauch verdreht.
- Vermeiden Sie übermäßige thermische Belastungen des Kabels durch extreme Hitze oder Kälte.
- Kinder können sich beim Spielen in Kabeln verfangen, wodurch eine Wurgefähr besteht. Elektrische Kabel sind kein Spielzeug.

4.6. Wärme & Belüftung

- Der Nymph 12 PLUS kann während des Betriebs warm werden. Dies ist normal.
- Decken Sie das Gerät oder die Belüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab, da der Nymph 12 PLUS sonst überhitzen kann. Dies kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Sorgen Sie während der Verwendung für eine ausreichende Belüftung rund um den Nymph 12 PLUS.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen fern (z. B. Heizungen oder anderen Wärmequellen). Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenen Flammen (z. B. brennenden Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.
- Die Nymph 12 PLUS ist für den optimalen Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C sowie für die Lagerung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C ausgelegt. Die Nymph 12 PLUS kann beschädigt werden und die Lebensdauer des Akkus kann sich verkürzen, wenn das Gerät außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder gelagert wird. Setzen Sie das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen aus. Lagern Sie das Gerät nicht über längere Zeit in einem heißen Fahrzeug oder in direktem

Sonnenlicht. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Fensters (insbesondere nicht im Sommer).

4.7. Wasser

- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Der Kontakt mit Wasser kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder dauerhaften Schäden führen.
- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS niemals mit feuchten Händen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken oder herausziehen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht in oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines anderen mit Wasser gefüllten Behälters, wie beispielsweise eines Waschbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel des Ladegeräts, den Stecker oder die Manschette nicht in Flüssigkeiten. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe des Nymph 12 PLUS. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses. Falls Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und schalten Sie anschließend den Nymph 12 PLUS aus.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie das Gerät erst danach aus dem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Nymph 12 PLUS auf einer trockenen Oberfläche aufgestellt wird.

4.8. Sicherheit des Akkus

- Platzieren Sie die Nymph 12 PLUS nicht in der Nähe von Feuer oder in direktem Sonnenlicht. Die Erwärmung des Geräts kann dazu führen, dass sich der Akku zusätzlich erhitzt, beschädigt wird oder explodiert.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf.
- Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Laden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn er innerhalb der angegebenen Ladezeit nicht vollständig geladen wird. Andernfalls kann sich der Akku erhitzen, aufreißen oder entzünden. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, sobald es vollständig geladen ist oder wenn es während des Ladevorgangs unbeaufsichtigt bleibt.
- Versuchen Sie nicht, den Akku aufzuladen, wenn Stoffe aus dem Akku austreten. Halten Sie in diesem Fall sofort Abstand zum Akku, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf (Brandgefahr).
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu durchstechen, zu verändern, zu zerlegen oder umzubauen, da dies zu Brand, Explosion, Austritt von Chemikalien oder schweren Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie keinen beschädigten oder verformten Akku.
- Verwenden Sie die Nymph 12 PLUS nicht, wenn der Akku Gerüche abgibt, überhitzt oder ausläuft.
- Berühren Sie keine austretenden Stoffe und atmen Sie keine Dämpfe ein, die vom Akku abgegeben werden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können Verätzungen der Haut verursachen. Tragen Sie daher geeignete Schutzhandschuhe.
- Der Akku enthält gefährliche Stoffe. Öffnen Sie den Akku nicht und führen Sie keine Gegenstände in ihn ein.
- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.
- Selbst ein vollständig entladener Akku kann noch gefährliche Restenergie enthalten und muss daher vorsichtig behandelt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und der Akku trocken sind, wenn Sie den Akku handhaben.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Ein Kurzschluss kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder ausläuft.
- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss nach dem Entfernen des Akkus zu vermeiden, dürfen die Akkupole nicht mit Metallgegenständen (z. B. Münzen,

Haarnadeln oder Ringen) in Berührung kommen. Wickeln Sie den Akku nicht in Aluminiumfolie ein. Kleben Sie die Akkupole ab oder legen Sie den Akku in einen Kunststoffbeutel, bevor Sie ihn entsorgen.

- Verhindern Sie, dass Kinder oder Tiere mit dem Akku in Kontakt kommen.

4.9. Restrisiken

Trotz der Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen können bei der Verwendung des Nymph 12 PLUS bestimmte Restrisiken bestehen bleiben.

- Vorübergehende Beschwerden, Hautreizungen, Rötungen, Taubheitsgefühle oder Druckstellen infolge längerer Verwendung oder zu hoher Druckeinstellungen.
- Beschwerden oder Verletzungen infolge einer falschen Positionierung oder eines falschen Sitzes der Manschetten.
- Verminderte Durchblutung, Schmerzen oder körperliche Beschwerden infolge einer zu langen Behandlungsdauer oder ungeeigneter Druckeinstellungen.
- Stromschläge, Überhitzung oder Brandgefahr infolge beschädigter Kabel, beschädigter Komponenten, unsachgemäßer Reparaturen, Kontakt mit Flüssigkeiten oder Fehlgebrauch des Geräts.
- Stolpergefahr durch Schläuche, Kabel oder angeschlossene Manschetten während der Verwendung oder Lagerung.
- Beschädigungen an Manschetten, Schläuchen, Anschlüssen oder der Steuereinheit durch scharfe Gegenstände, übermäßiges Biegen, Ziehen, Verdrehen, Quetschen oder unsachgemäße Lagerung.
- Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung durch Personen mit medizinischen Kontraindikationen, einschließlich Durchblutungsstörungen, Thrombosen, schwerem Bluthochdruck, implantierten medizinischen Geräten oder anderen in dieser Anleitung genannten Erkrankungen.
- Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung durch Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die die Anweisungen nicht verstehen oder Beschwerden nicht mitteilen können.

Befolgen Sie stets alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um diese Risiken zu minimieren.

4.10. Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch

Die folgenden Verwendungen gelten als vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch und müssen vermieden werden:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die Luftkompressionsmassage von Beinen oder Armen.
- Verwendung des Geräts bei Säuglingen, Kindern, Haustieren oder Personen, die das Gerät nicht sicher bedienen oder Beschwerden nicht mitteilen können.
- Verwendung des Geräts während des Schlafens, bei Bewusstlosigkeit oder unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen, die das Bewusstsein oder die Empfindungsfähigkeit beeinträchtigen können.
- Verwendung des Geräts mit beschädigten Manschetten, Schläuchen, Anschlüssen, Kabeln, Steckern oder anderen Komponenten.
- Verwendung des Geräts in feuchter Umgebung, in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen.
- Abdecken der Steuereinheit während des Betriebs oder Blockieren der Belüftungsöffnungen.
- An den Luftschläuchen oder dem Kabel des Ladegeräts ziehen, diese verdrehen, stark biegen, quetschen oder darauf treten.
- Trennen der Manschetten oder Schläuche, während das Gerät in Betrieb oder unter Druck steht.
- Verwendung von Druckeinstellungen, Behandlungsdauern oder Programmen, die Schmerzen, Taubheitsgefühle oder erhebliche Beschwerden verursachen.
- Verwendung des Geräts trotz bekannter Kontraindikationen, Erkrankungen, Verletzungen oder ärztlicher Anweisung, keine Kompressionstherapiegeräte zu verwenden.
- Versuch, das Gerät oder Zubehör zu öffnen, zu verändern, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Einführen von Fremdkörpern in die Steuereinheit, Anschlüsse, Belüftungsöffnungen oder andere Öffnungen des Geräts.
- Nicht zugelassenes Zubehör, Ersatzteile, Ladegeräte oder Manschetten verwenden.
- Stehen, Gehen oder Herumbewegen, während man mit den Kompressionsmanschetten verbunden ist.
- Verwendung des Produkts im Freien oder Aussetzen gegenüber direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Hitze, offenen Flammen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Ein solcher Fehlgebrauch kann zu Verletzungen, Brandgefahr oder Schäden am Gerät führen.

4.11. Medizinische Hinweise

Dieses Produkt ist ausschließlich für Wohlbefinden und Komfort bestimmt und kein Medizinprodukt. Das Gerät bietet keine medizinische Behandlung und darf nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose, Überwachung oder Behandlung verwendet werden.

Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt, wenn Sie:

- an Durchblutungsstörungen, Gefäßerkrankungen, Thrombosen, Krampfadern, Diabetes, schwerem Bluthochdruck oder Herzerkrankungen leiden;
- implantierte medizinische Geräte wie einen Herzschrittmacher haben;
- schwanger sind oder sich kürzlich einer Operation unterzogen haben;
- unter chronischen Schmerzen, Taubheitsgefühlen, verminderter Empfindlichkeit oder Hauterkrankungen leiden;
- sich in medizinischer Behandlung befinden oder andere gesundheitliche Bedenken haben.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf verletzten, geschwollenen, infizierten, entzündeten oder empfindlichen Körperbereichen, es sei denn, dies wurde von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft genehmigt.

Beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und holen Sie medizinischen Rat ein, wenn während oder nach der Verwendung Schmerzen, Schwindel, Taubheitsgefühle, Hautverfärbungen, ungewöhnliche Schwellungen, Atembeschwerden oder andere ungewöhnliche körperliche Reaktionen auftreten.

Die Benutzer sind selbst dafür verantwortlich festzustellen, ob dieses Produkt für ihren individuellen körperlichen Zustand geeignet ist.

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Nymph 12 PLUS ist für die Luftkompressionsmassage der Beine oder Arme mit aufblasbaren Kompressionsmanschetten bestimmt. Das Gerät wurde entwickelt, um vorübergehende Entspannung zu fördern, die Durchblutung zu unterstützen und durch sequentielle Luftdruckkompression ein Massagegefühl zu erzeugen.

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, wodurch ein kabelloser Betrieb während der Verwendung möglich ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen durch Erwachsene bestimmt.

Das Produkt ist ausschließlich für Wohlbefinden und Komfort bestimmt. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder medizinische Beschwerden zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern und darf nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Säuglingen, Kindern oder Personen, die das Gerät nicht sicher bedienen oder Beschwerden nicht mitteilen können.



WARNUNG:

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder entgegen den Anweisungen kann zu verminderter Leistung, Schäden am Gerät oder Sicherheitsrisiken führen.

6. LIEFERUMFANG

6.1. Inhalt

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- 1x Nymph 12 PLUS
- 1x Ladegerät
- 1x Tragetasche
- 1x Trageriem für die Tragetasche
- 1x Luftschlauchset
- 1x Anleitung

**HINWEIS:**

Aufgrund von Transport- und Verpackungsanforderungen können einige Zubehörteile zerlegt geliefert werden. Befolgen Sie die Montageanweisungen sorgfältig.

6.2. Auspacken

Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Beschädigungen. Verwenden Sie den Nymph 12 PLUS nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung besonders vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und sich alle Teile in einwandfreiem Zustand befinden. Kontaktieren Sie uns, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial.

**HINWEIS:**

Dieses Gerät wurde zum Schutz während des Transports verpackt. Bewahren Sie den Originalkarton und andere Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden, falls es zukünftig transportiert werden muss. Wenn Sie die Verpackung

entsorgen, stellen Sie bitte sicher, dass sie ordnungsgemäß recycelt wird.

6.3. Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie Verpackungsmaterialien und Zubehör während des Auspackens nicht achtlos herumliegen. Sie können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



WARNUNG: Erstickungsgefahr

Halten Sie Plastiktüten und Folien außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.



WARNUNG: Strangulationsgefahr

Kabel, die länger als 22 cm sind, können für Babys und Kleinkinder gefährlich sein.

Kinder können sich beim Spielen mit dem Kabel des Ladegeräts und den Luftschläuchen darin verfangen. Lassen Sie das Ladegerät und die Luftschläuche während des Auspackens nicht unbeaufsichtigt liegen.



7. TECHNISCHE DATEN



HINWEIS:

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produkts können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkt	Luftdruck-Massagesystem	
Modell	Nymph 12 PLUS	
Marke	Nymph	
Farbe	Schwarz	
Material	Steuereinheit: ABS Manschette: Strapazierfähiges Nylongewebe + TPU	
Anzeige	LED	
Anzahl der Luftkammern	12	
Anzahl der Programme	8	
Leistung	45 W	
Eingang Ladegerät	110 - 240 V AC; 50 - 60 Hz	
Ausgang Ladegerät	12,9 V DC - 2 A	
Schutzklasse (Ladegerät)	Klasse II	
Schutzklasse (Gerät)	Klasse III	
Akkutyp	Lithium-Ionen	
Akkukapazität	9000 mAh	
Akkuspannung	10,8 V DC	
Ladezeit	9 Stunden	

Betriebszeit	- Im Einzelkammermodus (Programm A): 6 Stunden - Im Modus mit vollständigem Aufblasen und vollständigem Entleeren (Programm C): 2 Stunden
Kabellänge des Ladegeräts	1,5 m
Timer-Einstellung	5 - 99 min
Druck	30 - 240 mmHg (± 30 mmHg)
Haltezeit	0 - 5 s
Intervallzeit	0 - 50 s
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	2,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	25,6 x 19 x 10 cm

Produktidentifikation:


Marke	Nymph
Modell	Nymph 12 PLUS
OEM-Hersteller	Xiamen Weiyu Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China
OEM-Modell	VU-IPC12B



HINWEIS:

Das Produktidentifikations- und Typenschild befindet sich am Gerät. Dieses Schild enthält wichtige Informationen wie die Modellnummer und die elektrischen Kenndaten.

8. PRODUKTTEILE



- ① Start-/Pause-Taste
- ② 8 Massageprogramme (A-H)
- ③ Einstellbare Sitzungsdauer (5 - 99 Minuten)
- ④ Einstellbarer Druckpegel (30 - 240 mmHg)
- ⑤ Einstellbares Dekompressionsintervall (0, 10, 20, 30, 40 oder 50 Sekunden)
- ⑥ Einstellbare Kompressionshaltezeit (0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden)
- ⑦ Anschluss für Mehrfachstecker
- ⑧ Akkuanzeige
- ⑨ EIN/AUS-Schalter
- ⑩ Ladeanschluss
- ⑪ Individuelle Steuerung der Luftkammern
Jede der 12 Luftkammern kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.

9. MASSAGEPROGRAMME A-H

Die Luftkammern in den Beinmanschetten werden entsprechend dem ausgewählten Programm aufgeblasen und entleert. Dadurch entsteht eine sequentielle Kompressionsmassage, die Komfort und Entspannung fördern soll. Die Behandlungsdauer, der Druckpegel und zusätzliche Einstellungen können jederzeit während der Sitzung angepasst werden.

Programm A

Es wird jeweils nur eine Luftkammer aufgeblasen und entleert. Das Aufblasen beginnt bei Luftkammer 1 und setzt sich anschließend nacheinander bis Luftkammer 12 fort. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Programm B

Luftkammer 1 bleibt aufgeblasen, während weitere Luftkammern nacheinander aufgeblasen werden, bis alle 12 Luftkammern gefüllt sind. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Programm C

Alle Luftkammern werden gleichzeitig aufgeblasen und anschließend gleichzeitig entleert. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Programm D

Luftkammer 1 wird aufgeblasen und hält den Druck. Anschließend wird Luftkammer 2 aufgeblasen, während Luftkammer 1 unter Druck bleibt. Im weiteren Verlauf des Zyklus bleiben stets zwei benachbarte Luftkammern aufgeblasen, wodurch ein kontinuierliches sequentielles Kompressionsmuster von Luftkammer 1 bis Luftkammer 12 entsteht. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Programm E

Luftkammer 1 wird aufgeblasen und hält den Druck. Anschließend wird Luftkammer 2 aufgeblasen, während Luftkammern 1 und 2 unter Druck bleiben. Danach wird Luftkammer 3 aufgeblasen, gefolgt von Luftkammer 4, wobei während des gesamten Zyklus stets drei benachbarte Luftkammern unter Druck bleiben. Dieses sequentielle Kompressionsmuster setzt sich bis Luftkammer 12 fort. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Programm F

▲ PULS


Jede Luftkammer wird viermal schnell aufgeblasen, bevor sie unter Druck bleibt. Im weiteren Verlauf der Sequenz bleiben benachbarte Luftkammern unter Druck, während die nächste Luftkammer die Pulssequenz ausführt. Dieses pulsierende Kompressionsmuster setzt sich von Luftkammer 1 bis Luftkammer 12 fort. Danach wiederholt sich der Zyklus.



Hinweis: Der Pulsmodus besteht aus vier schnellen Aufblas- und Entleerungszyklen, bevor der Druck gehalten wird.


Programm G

Eine Kombination der Programme B und E.



Programm H

Eine Kombination der Programme D und C.



10. VORTEILE DER KOMPRESSIOMASSAGE

Das Gerät bietet eine sequentielle Kompressionsmassage mit mehreren Luftkammern, die entsprechend dem ausgewählten Programm aufgeblasen und entleert werden. Dadurch entsteht eine sanfte Druckmassage, die darauf ausgelegt ist, Komfort und Entspannung zu fördern.

Mögliche Vorteile einer regelmäßigen Anwendung sind:

- Linderung des Gefühls von müden oder schweren Beinen nach langem Stehen, Sitzen oder alltäglichen Aktivitäten.
- Mehr Komfort und Entspannung nach körperlicher Aktivität oder sportlicher Betätigung.
- Ein wohltuendes Massageerlebnis für Beine oder Arme.
- Vorübergehende Linderung von Muskelverspannungen und körperlicher Ermüdung.
- Mehr Komfort während Ruhe- und Erholungsphasen.
- Unterstützung einer persönlichen Wellness- und Entspannungsroutine.




HINWEISE:

- Die oben beschriebenen Vorteile dienen ausschließlich dem allgemeinen Wohlbefinden und Komfort. Individuelle Erfahrungen können unterschiedlich ausfallen.
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt und nicht dazu bestimmt, Krankheiten, Verletzungen oder medizinische Beschwerden zu diagnostizieren, zu verhindern, zu überwachen, zu behandeln, zu lindern oder zu heilen.

11. BEDIENUNG

11.1. Vor der Verwendung

Überprüfen Sie vor der Verwendung den Akkustand. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Falls das Gerät nicht startet, laden Sie den Akku vor der Verwendung auf.



Ladeanschluss



11.2. Verwendung




ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät oder ein Ladegerät mit den angegebenen Ausgangswerten. Die Verwendung eines nicht kompatiblen Ladegeräts kann das Gerät beschädigen.

1. Schließen Sie die Luftschläuche sicher an die Kompressionsmanschetten an.



2. Schließen Sie den Hauptschlauchanschluss sicher an die Steuereinheit an.



Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und luftdicht sind.

3. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät einzuschalten.



HINWEIS:

Der EIN/AUS-Schalter befindet sich auf der rechten Seite der Steuereinheit. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.



4. Legen Sie die Kompressionsmanschetten bequem gemäß den Anweisungen an.



HINWEIS:

Es wird empfohlen, das Gerät einzuschalten, bevor die Manschetten befestigt werden.


5. Stellen Sie die gewünschte Sitzungsdauer mit den Tasten - und + ein.

- Einstellbereich: 5 - 99 Minuten
- Standardeinstellung: 30 Minuten
- Drücken Sie kurz, um die Zeit in Schritten von 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller anzupassen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald die Sitzungsdauer abgelaufen ist.



6. Stellen Sie den gewünschten Druckpegel mit den Tasten - und + ein.

- Einstellbereich: 30 - 240 mmHg
- Drücken Sie kurz, um den Druck um 30 mmHg zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Druck um 10 mmHg zu erhöhen oder zu verringern.



7. Wählen Sie das gewünschte Massageprogramm (A-H).

Siehe Kapitel „MASSAGEPROGRAMME A-H“.




HINWEIS:

Programm A ist standardmäßig ausgewählt.



8. Wählen Sie die Luftkammern aus, die während der Massagesitzung aktiviert werden sollen.



HINWEIS:

Alle 12 Luftkammern sind standardmäßig aktiviert und ihre Kontrollleuchten leuchten. Drücken Sie die entsprechende Luftkammertaste, um eine Luftkammer zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die Luftkammer deaktiviert ist, und leuchtet auf, wenn die Luftkammer aktiviert ist.

9. Stellen Sie die Kompressionshaltezeit (0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden) durch Drücken der  Taste ein.



HINWEIS:

Die Haltezeit bestimmt, wie lange der Druck aufrechterhalten wird, nachdem der gewählte Druckpegel erreicht wurde.

10. Stellen Sie das Dekompressionsintervall (0, 10, 20, 30, 40 oder 50 Sekunden) durch Drücken der  Taste ein.



HINWEIS:

Das Dekompressionsintervall bestimmt, wie lange die Luftkammern entleert bleiben, bevor der nächste Kompressionszyklus beginnt.

11. Drücken Sie die  Start-/Pause-Taste, um die Massagesitzung zu starten.



HINWEIS:

Zu Beginn der Sitzung kann die Aufblaszeit länger sein, da die Manschetten aus einem vollständig entleerten Zustand gefüllt werden müssen.



ACHTUNG:

- Entfernen Sie die Manschetten nicht, während das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Manschetten trennen oder entfernen.
- Beenden Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn während oder nach der Behandlung Schmerzen, Blutergüsse oder Reizungen auftreten.

Empfohlene Sitzungsdauer

Für Erstanwender wird empfohlen, mit einer kurzen Sitzung von etwa 10 bis 20 Minuten zu beginnen.

Wenn dies angenehm ist, kann die Sitzungsdauer bei zukünftigen Anwendungen entsprechend den persönlichen Vorlieben und dem persönlichen Komfort schrittweise erhöht werden.

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Beschwerden, Schmerzen, Schwindel, Taubheitsgefühle oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten.

11.3. Nach der Verwendung

Die Behandlungssitzung endet automatisch, wenn der Timer null erreicht. Sie können die Sitzung jederzeit beenden, indem Sie die Start-/Pause-Taste drücken oder das Gerät ausschalten.





ACHTUNG:

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Manschetten entfernen oder Luftschläuche trennen.

Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, öffnen und entfernen Sie die Manschetten. Falls erforderlich, können Sie die Luftkammern vorsichtig mit der Hand zusammendrücken, um verbleibende Luft abzulassen und das Entleeren zu beschleunigen.


Um die Luftschlaucheinheit von der Steuereinheit zu trennen, drücken Sie die beiden Entriegelungsclips auf beiden Seiten des Hauptanschlusses. Halten Sie die Clips gedrückt und ziehen Sie den Anschluss gerade aus der Steuereinheit heraus. Die Manschetten und der Luftschlauch sollten normalerweise als eine Einheit aufbewahrt werden. Vermeiden Sie es, den Luftschlauch unnötig von den Manschetten zu trennen, da wiederholtes Trennen die Schlauchanschlüsse oder Stifte beschädigen kann.



**HINWEIS:**

Für den Transport oder die Lagerung kann der Luftschlauch von den Manschetten getrennt werden, um den benötigten Stauraum zu reduzieren.

Für den Transport oder die Lagerung kann der Luftschlauch von der Manschette getrennt werden, um Platz zu sparen.

**Schritt 1**

Ziehen Sie nicht am Luftschlauch.

**Schritt 2**

Halten Sie die Verbindungsstifte fest und ziehen Sie sie gerade aus dem Manschettenanschluss heraus.

12. VERWENDUNG DER MANSCHETTEN

Vorbereitung vor der Verwendung:

- Tragen Sie für Komfort und Hygiene leichte Kleidung unter den Kompressionsmanschetten. Die Kleidung sollte sauber, bequem und frei von Knöpfen, Reißverschlüssen oder anderen harten Gegenständen sein, die während der Verwendung Beschwerden verursachen könnten.
- Entfernen Sie Uhren, Armbänder, Ringe oder anderen Schmuck, bevor Sie Arm- oder Beinmanschetten verwenden.

Empfohlene Positionen:

- Stellen Sie die Steuereinheit auf eine stabile, ebene Fläche, die während des Betriebs leicht erreichbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Luftschläuche nicht verdreht, geknickt oder blockiert sind.
- Beinmanschetten können im Sitzen oder Liegen verwendet werden. Für zusätzlichen Komfort im Sitzen können die Beine leicht hochgelagert werden.
- Hosenmanschetten sollten im Liegen auf einem Bett, Sofa oder einer ähnlichen ebenen Fläche verwendet werden. Die Verwendung von Hosenmanschetten im Sitzen kann Falten in den Manschetten verursachen, die die Aufblasleistung beeinträchtigen können.
- Armmanschetten können im Sitzen oder Liegen verwendet werden, wobei der Arm in einer bequemen Position abgestützt wird.
- Bleiben Sie während der Verwendung entspannt und vermeiden Sie übermäßige Bewegungen, die den Aufblas- und Entleerungszyklus der Kompressionsmanschetten beeinträchtigen könnten.



WARNUNG:

Gehen Sie nicht, laufen Sie nicht, steigen Sie keine Treppen und führen Sie keine anderen Aktivitäten aus, während Sie Beinmanschetten oder Hosenmanschetten tragen und das Gerät in Betrieb ist. Die Manschetten schränken die natürliche Bewegungsfreiheit ein und können das Risiko von Stolpern, Stürzen, Gleichgewichtsverlust oder Verletzungen erhöhen. Bleiben Sie immer sitzen oder liegen, solange die Manschetten aufgeblasen sind und verwendet werden.

**ACHTUNG:**

Blasen Sie eine Manschette nur auf, wenn sie ordnungsgemäß am vorgesehenen Körperbereich getragen wird. Verwenden Sie das System nicht mit einer nicht getragenen Manschette oder mit geöffneten Reißverschlüssen. Dies kann die Leistung beeinträchtigen und die Kompressionsmanschette beschädigen.

13. REINIGUNG

- Für die Reinigung der Außenseite der Steuereinheit wird ein sauberes, weiches und trockenes Tuch empfohlen.
- Waschen Sie die Manschetten nicht. Wischen Sie sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, beim Reinigen nicht zu viel Druck auf die Anzeige und die Schalter auszuüben.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung.
- Tauchen Sie die Nymph 12 PLUS nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie die Steuereinheit niemals mit Wasser ab, um zu verhindern, dass Wasser in den elektrischen Schaltkreis eindringt und Fehlfunktionen verursacht.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände zur Reinigung.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

14. WARTUNG & SERVICE

- Der Nymph 12 PLUS ist wartungsfrei außer hinsichtlich der Reinigung.
- Sie dürfen den Nymph 12 PLUS nicht verändern, selbst reparieren oder zerlegen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und starken Verschleiß.



WARNUNGEN:

- Versuchen Sie nicht, den Nymph 12 PLUS für Wartungsarbeiten zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder eine unsachgemäße Montage kann Stromschläge, Schäden, Kurzschlüsse oder Brände verursachen.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gehäuse öffnen, erlischt die Garantie. Der Nymph 12 PLUS enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Wartung, Service und Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller, eine vom Hersteller autorisierte Fachwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Wartung oder Service zuerst unter info@nymph.be.

- Kontaktieren Sie uns über die oben genannte E-Mail-Adresse, wenn Zubehörteile wie die Anleitung oder andere Teile fehlen.
- Senden Sie das Produkt im Falle eines Defekts in der Originalverpackung zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufnachweis und sämtlichem Zubehör an **NYMPH** zurück.

15. LAGERUNG

- Wir empfehlen, die Nymph 12 PLUS vor einer längeren Lagerung zu reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG“).
- Bewahren Sie die Nymph 12 PLUS vorzugsweise in der Originalverpackung auf oder verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche.
- Lagern Sie keine nassen Teile, da sich Schimmel oder Rost bilden kann.
- Bewahren Sie die Nymph 12 PLUS an einem Ort auf, der weder Sonnenlicht noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist und staubfrei ist.
- Lagern Sie die Nymph 12 PLUS nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Bewahren Sie die Nymph 12 PLUS außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Laden Sie den Akku des Nymph 12 PLUS alle 3 Monate auf, auch wenn Sie ihn überhaupt nicht verwendet haben.
- Rollen Sie das Kabel des Ladegeräts locker auf, wickeln Sie es jedoch nicht um das Gerät.
- Falten Sie die Manschetten sorgfältig zusammen und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies die Manschetten oder Luftkammern beschädigen kann.
- Legen Sie zur Lagerung die Manschetten (einschließlich Luftschläuche) übereinander. Rollen Sie diese anschließend locker zusammen. Für den Transport oder die Lagerung kann der Luftschlauch von den Manschetten getrennt werden, um den benötigten Stauraum zu reduzieren.

16. TRANSPORT

- Während des Transports:
 - Vermeiden Sie unnötige Stöße und Erschütterungen.
 - Lassen Sie den Nymph 12 PLUS nicht fallen.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 - Schützen Sie den Nymph 12 PLUS vor Vibrationen.
 - Schützen Sie die Manschetten vor Beschädigungen durch Durchstiche.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung oder die mitgelieferte Tragetasche.

- Stellen Sie sicher, dass der Nymph 12 PLUS ausgeschaltet ist.
- Nach einem Transport oder einer Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen muss sich der Nymph 12 PLUS aufgrund möglicher Kondensationsbildung etwa 30 Minuten an die Raumtemperatur anpassen. Danach kann das Gerät verwendet werden.

17. ENTSORGUNG & RECYCLING

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll.

17.1. Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEE)



Mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnete Produkte unterliegen der getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (EEE) und den geltenden nationalen Vorschriften.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu:

- einer autorisierten kommunalen Sammelstelle oder
- einem Händler beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts.

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung trägt dazu bei, Umweltschäden zu vermeiden und eine fachgerechte Wiederverwertung wertvoller Materialien zu ermöglichen.



HINWEIS:

Eine unsachgemäße Entsorgung kann nach nationalem Recht zu Sanktionen führen.

17.2. Frankreich – Triman-Kennzeichnung

Wird dieses Produkt in Frankreich verkauft, gelten die Entsorgungsanweisungen gemäß der Triman-Gesetzgebung. Befolgen Sie die örtlichen Sammelhinweise, wie sie durch das Triman-Logo und die offiziellen französischen Entsorgungsanweisungen angegeben werden.



Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Sie müssen entsprechend den geltenden französischen Vorschriften und den örtlichen Sammelanweisungen sortiert und den geeigneten Recyclingströmen zugeführt werden.



17.3. Deutschland (ElektroG §18(4))

Für in Deutschland verkaufte Produkte sind die folgenden zusätzlichen Verbraucherinformationen erforderlich:

- Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien und Lampen, die ohne Beschädigung entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen werden.
- Verbraucher können Altgeräte kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
- Rücknahmepflichten für Händler in Deutschland:

- 1:1-Rücknahme: Beim Kauf eines neuen Geräts derselben Art muss das Altgerät kostenlos zurückgenommen werden.
- 0:1-Rücknahme: Kleingeräte (Außenmaß < 25 cm) können auch ohne Neukauf zurückgegeben werden, bis zu drei Geräte pro Geräteart.
- Gilt für stationäre Händler mit einer Verkaufsfläche von $\geq 400 \text{ m}^2$ für Elektro- und Elektronikgeräte sowie für Fernabsatzhändler, deren Lager- oder Versandflächen für solche Waren $\geq 400 \text{ m}^2$ betragen.
- Verbraucher sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den Geräten zu löschen, bevor sie diese zurückgeben.
- Deutschland meldet jährlich Sammel- und Recyclingquoten gemäß der WEEE-Richtlinie.

17.4. Entsorgung des Akkus



Dieses Gerät enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku. Der Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Die Verwendung und Entsorgung von Batterien und Altbatterien werden durch die Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien geregelt. Diese Verordnung gilt unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und soll die sichere, nachhaltige und umweltgerechte Nutzung von Batterien gewährleisten.

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku nicht über den Hausmüll. Geben Sie das Gerät stattdessen an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wie durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern angegeben, damit der Akku ordnungsgemäß recycelt werden kann. Die korrekte Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

17.5. Entsorgung von Verpackungsmaterial



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien auf umweltgerechte Weise. Beachten Sie die Hinweise und Recyclingsymbole auf der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Karton und andere Materialien dem Recycling zugeführt werden.

18. GARANTIE & HAFTUNG

NYMPH garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gemäß den geltenden EU-Verbraucherschutzgesetzen.

Die Garantie gilt für Produkte, die für private Zwecke verwendet werden, und nicht für gewerbliche Zwecke oder Vermietung. **NYMPH** wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder jedes Produktteil, das sich während der Garantiezeit als defekt erweist, ersetzen oder reparieren. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder generalüberholtes Produkt bzw. Bauteil. Falls das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt mit gleichem oder höherem Wert erfolgen. Eine Rückerstattung wird nicht gewährt. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos zurückgesendet und bleibt für die verbleibende Garantiezeit durch diese Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer ab dem Datum des Erstkaufs und ist nicht übertragbar. Für Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht für:

- Fahrlässige Verwendung oder missbräuchliche Nutzung des Produkts.
- Verwendung mit falscher Spannung oder Stromstärke.
- Schäden durch Stürze oder Stöße.
- Wasserschäden.
- Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung.
- Demontage, Reparatur oder Veränderung durch andere Personen als **NYMPH**.
- Schäden durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl.
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Lagerung.
- Schäden durch unsachgemäße Montage.
- Schäden durch unsachgemäße Anschlüsse.
- Einwirkung ungünstiger äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischer Felder.
- Normaler Verschleiß.

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden. Wir übernehmen keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

NYMPH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung Änderungen an der Anleitung, den Farben, Spezifikationen, dem Zubehör, den Materialien und den Modellen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, verbreitet oder übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderer elektronischer oder mechanischer Verfahren, außer im Fall kurzer Zitate in kritischen Rezensionen und bestimmter anderer nichtkommerzieller Nutzungen, die durch das Urheberrecht gestattet sind. Kontaktieren Sie uns für Genehmigungsanfragen.

Système de massage par pression d'air

Modèle Nymph 12 PLUS



Ce manuel d'utilisation accompagne le Nymph 12 PLUS et contient des informations importantes concernant l'installation, la sécurité, l'élimination et l'utilisation. Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure, même si vous connaissez déjà le produit. Veillez à transmettre ce manuel d'utilisation lorsque vous remettez le produit à un tiers.

Les images figurant dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent différer légèrement du produit réel. Dans ce cas, **NYMPH** n'est pas tenu de mettre à jour ou de réviser le manuel d'utilisation. Référez-vous au produit réel.



IMPORTANT – À LIRE AVANT UTILISATION

Cet appareil est destiné uniquement au bien-être et au confort personnels. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical et il n'est pas destiné au diagnostic, à la prévention, à la surveillance, au traitement ou au soulagement d'une maladie, d'une blessure ou d'un problème médical.

NYMPH décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de perte résultant d'une utilisation contraire au présent manuel, d'une utilisation malgré des contre-indications ou des avertissements, ou d'une utilisation en remplacement d'un avis médical professionnel, d'un diagnostic ou d'un traitement.

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit **NYMPH**. Ce manuel d'utilisation contient les informations nécessaires pour garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

Ce produit porte le marquage CE et est conforme aux exigences réglementaires européennes applicables.

	Marquage CE Ce produit porte le marquage CE, indiquant qu'il est conforme aux directives européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Le marquage CE constitue une déclaration du fabricant attestant que le produit satisfait aux exigences légales applicables de l'Union européenne.
	Conformité RoHS Ce produit est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE), qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette conformité garantit que les niveaux de substances telles que le plomb, le mercure et le cadmium restent inférieurs aux seuils maximaux autorisés.
EMC	Conformité CEM Ce produit est conforme à la directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) (2014/30/UE), qui garantit que l'appareil fonctionne correctement dans son environnement sans provoquer ni subir d'interférences électromagnétiques.
LVD	Conformité à la directive basse tension Ce produit est conforme à la directive basse tension (2014/35/UE), qui garantit que les équipements électriques relevant de certaines limites de tension offrent un niveau élevé de protection des utilisateurs en matière de santé et de sécurité.

La déclaration UE de conformité complète ainsi que tous les rapports d'essais justificatifs sont disponibles sur demande.

Si vous avez des questions, des remarques ou des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter.

Nous espérons que vous apprécierez votre achat !

2. EXPLICATION DES SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation :

	REMARQUE : Fournit des informations importantes ou des conseils utiles concernant l'utilisation du produit.
	DANGER : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

Les symboles de sécurité ne remplacent pas les consignes de sécurité écrites. Lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.

3. TERMINOLOGIE

	REMARQUE : Dans le présent manuel d'utilisation, le terme « Nymph 12 PLUS » désigne le produit complet, y compris l'unité de commande (appareil) et les accessoires, tels que le manchon avec son tuyau d'air de raccordement. Lorsque des composants individuels sont décrits, ils sont désignés par leur nom spécifique.
--	--

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Respectez attentivement les instructions et les informations de sécurité figurant dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Les dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie.

Les appareils électriques et les batteries peuvent présenter des dangers lorsqu'ils sont utilisés de manière incorrecte. Ces dangers peuvent notamment inclure des blessures, un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels. Manipulez toujours l'appareil avec précaution et maintenez-le hors de portée des enfants.

Ce manuel d'utilisation contient les informations nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil. Toutefois, il n'est pas possible de couvrir toutes les situations ou tous les dangers potentiels. Utilisez toujours l'appareil avec prudence et respectez les instructions fournies.

Des risques résiduels peuvent subsister malgré toutes les mesures de sécurité. Respectez toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans ce manuel d'utilisation afin de réduire les risques de blessure, de dommage ou de dysfonctionnement.

Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans ce manuel d'utilisation, veuillez nous contacter.

4.1. Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil :

- sur des plaies ouvertes, des fractures ou des zones du corps gravement blessées ;
- sur des zones affectées par une inflammation aiguë ou une infection ;
- si vous souffrez de thrombose veineuse aiguë ou de thrombophlébite profonde ;
- si vous souffrez d'un œdème pulmonaire ;
- si vous souffrez d'une maladie artérielle périphérique sévère.

Consultez un médecin avant utilisation si vous :

- êtes enceinte ;
- portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté ;
- souffrez d'une maladie cardiaque, de troubles circulatoires ou d'hypertension non contrôlée ;
- êtes atteint(e) de diabète avec perte de sensibilité ou neuropathie périphérique ;
- suivez un traitement contre le cancer ;
- prenez des médicaments anticoagulants ;
- présentez toute autre affection médicale susceptible d'être influencée par le massage par compression.

4.2. Sécurité générale

- N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS à d'autres fins que son utilisation prévue (voir le chapitre « UTILISATION PRÉVUE »).
- Le Nymph 12 PLUS est conçu et destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'équipements électroniques est interdite.
- Le Nymph 12 PLUS est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Les chocs, impacts ou chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
- Ne placez pas le Nymph 12 PLUS sur une surface instable. Cela pourrait provoquer sa chute et entraîner un dysfonctionnement.
- Ne comprimez pas le manchon.

- N'exposez pas le Nymph 12 PLUS à des vibrations excessives, à des forces d'écrasement, à des impacts ou à d'autres contraintes mécaniques.
- Ne vous asseyez pas sur le manchon.
- L'appareil doit être correctement et solidement raccordé. Respectez les instructions afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- Utilisez uniquement les accessoires ou les pièces complémentaires fournis ou recommandés par le fabricant pour cet appareil. Des accessoires ou pièces complémentaires inadaptés peuvent présenter un risque pour l'utilisateur et endommager le Nymph 12 PLUS.
- N'insérez aucun objet ni aucun doigt dans les ouvertures.
- N'exercez pas une force excessive lors de l'utilisation des boutons du Nymph 12 PLUS.
- Ne touchez pas le manchon avec des objets pointus.
- N'exercez pas une force excessive sur l'écran et ne touchez pas l'écran avec des objets pointus.
- Ne placez jamais d'objets sur le Nymph 12 PLUS.
- Ne laissez pas le Nymph 12 PLUS sous tension sans surveillance. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité de jeunes enfants.
- N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS à proximité de champs magnétiques puissants, tels que des moteurs, des transformateurs ou des téléphones mobiles.
- N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS dans un environnement poussiéreux.
- S'il n'est plus possible d'utiliser le Nymph 12 PLUS en toute sécurité, mettez l'appareil hors service et empêchez toute utilisation accidentelle. Une utilisation sûre ne peut plus être garantie si l'appareil :
 - est visiblement endommagé ;
 - ne fonctionne plus correctement ;
 - a été stocké pendant une longue période dans de mauvaises conditions ambiantes ;
 - ou a été soumis à d'importantes contraintes liées au transport.

4.3. Utilisateurs

- Le Nymph 12 PLUS n'est pas un jouet. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- L'appareil ne peut être utilisé que par des adultes. Les manchons sont conçus uniquement pour des utilisateurs adultes. Leur utilisation par des enfants peut entraîner des blessures.

- Ne laissez pas des personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement du Nymph 12 PLUS ou avec les présentes instructions utiliser l'appareil.
- L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes qui comprennent ces instructions et sont conscientes des dangers potentiels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS lorsque vous êtes fatigué(e), distrait(e) ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.

4.4. Sécurité électrique & chargeur

- Vous ne devez pas modifier, réparer vous-même ou démonter la Nymph 12 PLUS. Cela pourrait endommager l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes de détérioration.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge de la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour recharger la Nymph 12 PLUS. Un autre chargeur présentant des caractéristiques incorrectes peut provoquer un dysfonctionnement et/ou des dommages.
- Afin d'éviter tout dommage au chargeur et/ou à la Nymph 12 PLUS, assurez-vous que la prise secteur fournit l'alimentation électrique appropriée au chargeur.
- La prise secteur doit être située à proximité de la Nymph 12 PLUS et rester facilement accessible.
- Afin de réduire la consommation d'énergie et les risques potentiels pour la sécurité, débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge, pendant le nettoyage ou l'entretien, ou en cas de dysfonctionnement. L'appareil reste raccordé au secteur tant que le chargeur est branché.

- Ne forcez jamais la fiche du chargeur dans une prise secteur. Si elle ne s'insère pas facilement, cessez de l'utiliser. Assurez-vous toujours que la fiche du chargeur est correctement branchée dans la prise secteur.
- Il est normal que le chargeur devienne légèrement chaud. Toutefois, un mauvais contact entre la prise secteur et la fiche du chargeur peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un électricien qualifié pour remplacer une prise secteur desserrée ou usée.
- Pour débrancher le chargeur, saisissez son boîtier et retirez-le de la prise secteur.
- En cas de coupure de courant pendant la charge, débranchez immédiatement le chargeur de la prise secteur.
- Si de la fumée est produite ou si des sons ou odeurs inhabituels apparaissent pendant l'utilisation de la Nymph 12 PLUS ou pendant la charge de la batterie, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le chargeur de la prise secteur. Dans ce cas, la Nymph 12 PLUS et la batterie ne doivent pas être utilisées avant d'avoir été inspectées par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes. N'inhalez jamais la fumée provenant d'un éventuel incendie de l'appareil ou de la batterie. Si vous avez inhalé de la fumée, consultez un médecin, car l'inhalation de fumée peut être nocive pour la santé.
- En cas d'incendie, coupez l'alimentation électrique si cela peut être fait en toute sécurité. Utilisez un équipement de lutte contre l'incendie approprié et gardez une distance de sécurité par rapport à l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours le chargeur en cas d'orage.

4.5. Câble du chargeur

- Déroulez complètement le câble avant utilisation.
- Ne modifiez pas le câble du chargeur.
- N'utilisez pas le chargeur si le câble est endommagé. Remplacez immédiatement un chargeur dont le câble est endommagé par un modèle de remplacement approprié.
- Afin d'éviter tout risque, les câbles endommagés ne peuvent être remplacés que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes.
- N'insérez jamais le connecteur CC de force dans le port de connexion. Si le connecteur et le port ne s'emboîtent pas facilement, ils sont probablement

incompatibles. Vérifiez qu'aucun obstacle n'est présent et assurez-vous que le connecteur correspond au port et qu'il est correctement aligné.

- Ne débranchez jamais le câble du chargeur de la Nymph 12 PLUS en tirant sur le câble. Tirez toujours sur le connecteur CC situé à l'extrémité du câble.
- Ne transportez pas et ne tirez pas la Nymph 12 PLUS par le câble du chargeur.
- N'enroulez jamais le câble du chargeur autour de l'appareil. Cela entraînerait une usure prématurée du câble et pourrait le casser.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble.
- Le câble ne doit pas être plié, pincé ou torsadé.
- Assurez-vous que le câble n'est pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Ne faites jamais de nœud dans le câble.
- Détorsadez régulièrement le câble s'il se tord lors de l'utilisation.
- Évitez toute contrainte thermique excessive due à une chaleur ou un froid extrêmes.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans les câbles lorsqu'ils jouent, ce qui présente un risque de strangulation. Les câbles électriques ne sont pas des jouets.

4.6. Chaleur & ventilation

- Le Nymph 12 PLUS peut devenir chaud pendant son fonctionnement. Cela est normal.
- Ne couvrez pas l'appareil ni les ouvertures de ventilation pendant son fonctionnement, car cela pourrait provoquer une surchauffe du Nymph 12 PLUS. Cela présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que la ventilation autour du Nymph 12 PLUS est suffisante pendant l'utilisation.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des endroits où la température ambiante est relativement élevée (par exemple les poêles ou autres sources de chaleur). N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes nues (telles que des bougies allumées) ni sur des surfaces chaudes.
- La Nymph 12 PLUS est conçue pour fonctionner de manière optimale à des températures ambiantes normales comprises entre 0 °C et 35 °C et pour être stockée à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. La Nymph 12 PLUS peut être endommagée et la durée de vie de la batterie peut être réduite si l'appareil est utilisé ou stocké en dehors de cette plage de températures. N'exposez pas l'appareil à des variations brusques de température. Ne stockez

pas l'appareil pendant de longues périodes dans une voiture chaude ou en plein soleil. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une fenêtre (en particulier en été).

4.7. Eau

- Cet appareil n'est pas étanche. L'exposition à l'eau peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou des dommages permanents.
- N'utilisez jamais le Nymph 12 PLUS avec les mains humides. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains humides lorsque vous la branchez ou la débranchez de la prise secteur. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS dans ou à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou de tout autre récipient rempli d'eau, tel qu'un évier.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide. N'immergez pas l'appareil, le câble du chargeur, la fiche ou le manchon dans un liquide. Ne versez jamais de liquide sur ou à proximité du Nymph 12 PLUS. Il existe un risque de choc électrique ou de court-circuit. Si du liquide pénètre dans le boîtier, débranchez immédiatement la fiche secteur puis éteignez le Nymph 12 PLUS.
- Ne saisissez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise et retirez l'appareil de l'eau uniquement après cela.
- Assurez-vous que le Nymph 12 PLUS est placé sur une surface sèche.

4.8. Sécurité des batteries

- Ne placez pas la Nymph 12 PLUS à proximité d'une source de chaleur, d'un feu ou en plein soleil. L'échauffement de l'appareil peut provoquer un échauffement supplémentaire de la batterie, son endommagement ou son explosion.
- Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
- Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé.
- Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans le délai de charge indiqué. Cela pourrait provoquer une surchauffe, une rupture ou un incendie de la batterie. Débranchez l'appareil une fois la charge terminée ou lorsqu'il est laissé sans surveillance pendant la charge.
- N'essayez pas de charger la batterie si elle émet des substances. Dans ce cas, éloignez-vous immédiatement de la batterie en raison du risque d'incendie ou d'explosion. Rechargez-la uniquement avec le chargeur fourni.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables (risque d'incendie).
- N'essayez pas de percer, modifier, démonter ou altérer la batterie, car cela pourrait provoquer un incendie, une explosion, une fuite de produits chimiques ou des blessures graves.
- N'utilisez pas une batterie endommagée ou déformée.
- N'utilisez pas la Nymph 12 PLUS si la batterie commence à dégager une odeur, à surchauffer ou à fuir.
- Ne touchez pas les substances qui fuient et n'inhalez pas les vapeurs émises par la batterie. Les batteries endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures chimiques de la peau. Portez donc des gants appropriés.
- La batterie contient des substances dangereuses. N'ouvrez pas la batterie et n'y insérez aucun objet.
- Ne jetez jamais la batterie au feu.
- Même une batterie complètement déchargée peut encore contenir une énergie résiduelle dangereuse et doit être manipulée avec précaution.
- Assurez-vous que vos mains, le produit et la batterie sont secs lorsque vous manipulez la batterie.
- Évitez tout court-circuit. Un court-circuit peut provoquer l'explosion de la batterie ou une fuite.
- Afin d'éviter tout court-circuit accidentel après le retrait de la batterie, ne laissez pas les bornes entrer en contact avec des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des bagues).

N'enveloppez pas la batterie dans du papier d'aluminium. Recouvrez les bornes avec du ruban adhésif ou placez la batterie dans un sac en plastique avant de la jeter.

- Empêchez les enfants ou les animaux d'entrer en contact avec la batterie.

4.9. Risques résiduels

Malgré la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité, certains risques résiduels peuvent subsister lors de l'utilisation du Nymph 12 PLUS.

- Inconfort temporaire, irritation cutanée, rougeurs, engourdissements ou marques de pression causés par une utilisation prolongée ou des réglages de pression excessifs.
- Inconfort ou blessures résultant d'un mauvais positionnement ou d'un ajustement incorrect des manchons.
- Réduction de la circulation sanguine, douleur ou inconfort physique causés par une durée de traitement excessive ou des réglages de pression inadaptés.
- Risques de choc électrique, de surchauffe ou d'incendie résultant de câbles endommagés, de composants endommagés, de réparations inappropriées, d'une exposition à des liquides ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Risques de trébuchement causés par les tuyaux, les câbles ou les manchons raccordés pendant l'utilisation ou le stockage.
- Dommages aux manchons, aux tuyaux, aux connecteurs ou à l'unité de commande causés par des objets pointus, une flexion excessive, une traction, une torsion, un écrasement ou un stockage inapproprié.
- Risques liés à l'utilisation par des personnes présentant des contre-indications médicales, notamment des troubles circulatoires, une thrombose, une hypertension sévère, des dispositifs médicaux implantés ou d'autres affections mentionnées dans ce manuel.
- Risques liés à l'utilisation par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes incapables de comprendre les instructions ou de signaler un inconfort.

Afin de réduire ces risques au minimum, respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements de sécurité figurant dans ce manuel.

4.10. Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

Les utilisations suivantes sont considérées comme une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible et doivent être évitées :

- Utiliser l'appareil à des fins autres que le massage par compression d'air des jambes ou des bras.
- Utiliser l'appareil sur des nourrissons, des enfants, des animaux domestiques ou des personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité ou de signaler un inconfort.
- Utiliser l'appareil pendant le sommeil, en cas d'inconscience, ou sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou d'autres substances susceptibles de réduire la vigilance ou la sensibilité.
- Utiliser l'appareil avec des manchons, tuyaux, connecteurs, câbles, fiches ou autres composants endommagés.
- Utiliser l'appareil dans un environnement humide, à proximité de l'eau ou avec les mains mouillées.
- Couvrir l'unité de commande pendant son fonctionnement ou bloquer les ouvertures de ventilation.
- Tirer sur les tuyaux d'air ou le câble du chargeur, les tordre, les plier fortement, les écraser ou marcher dessus.
- Déconnecter les manchons ou les tuyaux pendant que l'appareil fonctionne ou est sous pression.
- Utiliser des réglages de pression, des durées de traitement ou des programmes provoquant une douleur, un engourdissement ou un inconfort important.
- Utiliser l'appareil malgré des contre-indications connues, des problèmes médicaux, des blessures ou un avis médical déconseillant l'utilisation d'appareils de compression.
- Tenter d'ouvrir, de modifier, de réparer ou de démonter l'appareil ou ses accessoires.
- Introduire des corps étrangers dans l'unité de commande, les connecteurs, les ouvertures de ventilation ou toute autre ouverture de l'appareil.
- Utiliser des accessoires, pièces de rechange, chargeurs ou manchons non approuvés.
- Se tenir debout, marcher ou se déplacer tout en étant raccordé aux manchons de compression.

- Utiliser le produit à l'extérieur ou l'exposer à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues ou à des températures inférieures au point de congélation.

Une telle mauvaise utilisation peut entraîner des blessures, un risque d'incendie ou des dommages à l'appareil.

4.11. Considérations médicales

Ce produit est destiné uniquement au bien-être et au confort et ne constitue pas un dispositif médical. L'appareil ne fournit aucun traitement médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis médical professionnel, à un diagnostic, à une surveillance ou à un traitement.

Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous :

- souffrez de troubles circulatoires, de maladies vasculaires, de thrombose, de varices, de diabète, d'hypertension sévère ou d'une maladie cardiaque ;
- portez des dispositifs médicaux implantés tels qu'un stimulateur cardiaque ;
- êtes enceinte ou avez récemment subi une intervention chirurgicale ;
- souffrez de douleurs chroniques, d'engourdissements, d'une sensibilité réduite ou de problèmes de peau ;
- suivez un traitement médical ou avez d'autres préoccupations médicales.

N'utilisez pas l'appareil sur des zones du corps blessées, gonflées, infectées, enflammées ou sensibles, sauf autorisation d'un professionnel de santé qualifié.

Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez une douleur, des étourdissements, un engourdissement, une décoloration de la peau, un gonflement inhabituel, des difficultés respiratoires ou toute autre réaction physique anormale pendant ou après l'utilisation.

Les utilisateurs sont responsables de déterminer si ce produit est adapté à leur condition physique individuelle.

5. UTILISATION PRÉVUE

Le Nymph 12 PLUS est destiné au massage par compression d'air des jambes ou des bras à l'aide de manchons de compression gonflables. L'appareil est conçu pour favoriser une relaxation temporaire, soutenir la circulation sanguine et procurer une sensation de massage grâce à une compression séquentielle par pression d'air.

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable, permettant une utilisation sans fil pendant son fonctionnement.

L'appareil est destiné uniquement à un usage privé en intérieur par des adultes.

Le produit est destiné uniquement au bien-être et au confort. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un problème médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement.

N'utilisez pas cet appareil sur des nourrissons, des enfants ou des personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité ou de signaler un inconfort.



AVERTISSEMENT :

Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel. Une utilisation en dehors de l'utilisation prévue ou contraire aux instructions peut entraîner une réduction des performances, des dommages à l'appareil ou des risques pour la sécurité.

6. CONTENU DE LA LIVRAISON

6.1. Contenu

Les composants suivants sont inclus dans le contenu de la livraison :

- 1x Nymph 12 PLUS
- 1x chargeur
- 1x sac de transport
- 1x sangle de transport pour le sac de transport
- 1x ensemble de tuyaux d'air
- 1x manuel d'utilisation

**REMARQUE :**

En raison des exigences de transport et d'emballage, certains accessoires peuvent être livrés démontés. Suivez attentivement les instructions de montage.

6.2. Déballage

Retirez tous les éléments de l'emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le Nymph 12 PLUS si un dommage est constaté. Soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage afin d'éviter d'endommager le produit.

Après avoir déballé le produit, vérifiez que la livraison est complète et que tous les composants sont en bon état. Si un composant est manquant ou endommagé, veuillez nous contacter.

Retirez tous les matériaux d'emballage avant utilisation.

**REMARQUE :**

Cet appareil est emballé afin de le protéger pendant le transport. Conservez la boîte d'origine et les autres matériaux d'emballage dans un endroit sûr afin d'éviter tout dommage à l'appareil si vous devez le transporter ultérieurement. Si vous jetez l'emballage, veillez à le recycler.

correctement.

6.3. Sécurité lors du déballage

Ne laissez pas les matériaux d'emballage et les accessoires traîner sans surveillance pendant le déballage. Ils peuvent devenir des objets dangereux pour les enfants.



AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement

Gardez les sacs en plastique et les films d'emballage hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement. Les films minces peuvent adhérer au nez et à la bouche et gêner la respiration.



AVERTISSEMENT : Risque de strangulation

Les câbles d'une longueur supérieure à 22 cm peuvent être dangereux pour les bébés et les très jeunes enfants.

Les enfants peuvent s'emmêler dans le câble du chargeur et les tuyaux d'air lorsqu'ils jouent. Ne laissez pas le chargeur et les tuyaux d'air sans surveillance pendant le déballage.



7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



REMARQUE :

En raison de l'amélioration continue de notre produit, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Produit	Système de massage par pression d'air	
Modèle	Nymph 12 PLUS	
Marque	Nymph	
Couleur	Noir	
Matériau	Unité de commande : ABS Manchon : Tissue en nylon résistant + TPU	
Écran	LED	
Nombre de chambres à air	12	
Nombre de programmes	8	
Puissance	45 W	
Entrée du chargeur	110 - 240 V AC ; 50 - 60 Hz	
Sortie du chargeur	12,9 V DC - 2 A	
Classe de protection (chargeur)	Classe II	
Classe de protection (appareil)	Classe III	
Type de batterie	Lithium-ion	
Capacité de la batterie	9000 mAh	
Tension de la batterie	10,8 V DC	
Temps de charge	9 heures	

Autonomie	- En mode chambre unique (Programme A) : 6 heures - En mode gonflage complet et dégonflage complet (Programme C) : 2 heures
Longueur du câble du chargeur	1,5 m
Réglage de la minuterie	5 - 99 min
Pression	30 - 240 mmHg (± 30 mmHg)
Temps de maintien	0 - 5 s
Temps d'intervalle	0 - 50 s
Indice IP	IP20
Poids	2,3 kg
Dimensions (L x l x H)	25,6 x 19 x 10 cm

Identification du produit :


Marque	Nymph
Modèle	Nymph 12 PLUS
Fabricant OEM	Xiamen Weiyou Intelligent Technology Co., Ltd., Xiamen, China
Modèle OEM	VU-IPC12B



REMARQUE :

L'étiquette d'identification et de caractéristiques du produit est située sur l'appareil. Cette étiquette contient des informations importantes telles que le numéro de modèle et les caractéristiques électriques.

8. PIÈCES DU PRODUIT



- ① Bouton Marche/Pause
- ② 8 programmes de massage (A-H)
- ③ Durée de séance réglable (5 - 99 minutes)
- ④ Niveau de pression réglable (30 - 240 mmHg)
- ⑤ Intervalle de décompression réglable (0, 10, 20, 30, 40 ou 50 secondes)
- ⑥ Temps de maintien de la compression réglable (0, 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes)
- ⑦ Prise pour connecteur multiports
- ⑧ Indicateur de batterie
- ⑨ Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- ⑩ Port de charge
- ⑪ Contrôle individuel des chambres à air
Chacune des 12 chambres à air peut être activée ou désactivée individuellement.

9. PROGRAMMES DE MASSAGE A-H

Les chambres à air à l'intérieur des manchons de jambes se gonflent et se dégonflent selon le programme sélectionné. Cela crée un massage de compression séquentiel conçu pour favoriser le confort et la relaxation. La durée du traitement, le niveau de pression et les réglages supplémentaires peuvent être ajustés à tout moment pendant la séance.

Programme A

Une seule chambre à air est gonflée et dégonflée à la fois. Le gonflage commence par la chambre à air 1 et progresse ensuite successivement jusqu'à la chambre à air 12. Le cycle se répète ensuite.



Programme B

La chambre à air 1 reste gonflée tandis que les autres chambres à air se gonflent successivement jusqu'à ce que les 12 chambres à air soient remplies. Le cycle se répète ensuite.



Programme C

Toutes les chambres à air se gonflent simultanément puis se dégonflent simultanément. Le cycle se répète ensuite.



Programme D

La chambre à air 1 se gonfle et maintient la pression. La chambre à air 2 se gonfle ensuite tandis que la chambre à air 1 reste sous pression. Au fur et à mesure du cycle, deux chambres à air adjacentes restent toujours gonflées, créant un schéma de compression séquentielle continu de la chambre à air 1 à la chambre à air 12. Le cycle se répète ensuite.



Programme E

La chambre à air 1 se gonfle et maintient la pression. La chambre à air 2 se gonfle ensuite tandis que les chambres à air 1 et 2 restent sous pression. La chambre à air 3 se gonfle ensuite, suivie de la chambre à air 4, en maintenant trois chambres à air adjacentes sous pression tout au long du cycle. Ce schéma de compression séquentielle se poursuit jusqu'à la chambre à air 12. Le cycle se répète ensuite.



Programme F

▲ PULSE


Chaque chambre à air se gonfle rapidement quatre fois avant de rester sous pression. Au fur et à mesure de la séquence, les chambres à air adjacentes restent sous pression tandis que la chambre suivante exécute la séquence d'impulsions. Ce schéma de compression pulsée se poursuit de la chambre à air 1 à la chambre à air 12. Le cycle se répète ensuite.



Remarque : Le mode impulsion se compose de quatre cycles rapides de gonflage et de dégonflage avant que la pression ne soit maintenue.


Programme G

Une combinaison des programmes B et E.



Programme H

Une combinaison des programmes D et C.



10. BIENFAITS DU MASSAGE PAR COMPRESSION

L'appareil fournit un massage par compression séquentielle à l'aide de plusieurs chambres à air qui se gonflent et se dégonflent selon le programme sélectionné. Cela crée un massage doux par pression conçu pour améliorer le confort et la relaxation.

Les bénéfices potentiels d'une utilisation régulière peuvent inclure :

- Un soulagement de la sensation de jambes fatiguées ou lourdes après une position debout prolongée, une position assise prolongée ou les activités quotidiennes.
- Une amélioration du confort et de la relaxation après une activité physique ou un exercice.
- Une expérience de massage apaisante pour les jambes ou les bras.
- Un soulagement temporaire des tensions musculaires et de la fatigue physique.
- Une amélioration du confort pendant les périodes de repos et de récupération..
- Un soutien à une routine personnelle de bien-être et de relaxation.




REMARQUES :

- Les bénéfices décrits ci-dessus sont destinés uniquement au bien-être général et au confort. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter, soulager ou guérir une maladie, une blessure ou un problème médical.

11. UTILISATION

11.1. Avant utilisation

Vérifiez le niveau de charge de la batterie avant utilisation. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT pour mettre l'appareil sous tension. Si l'appareil ne démarre pas, rechargez la batterie avant utilisation.



Port de charge



11.2. Utilisation




ATTENTION :

Utilisez uniquement le chargeur fourni ou un chargeur présentant les caractéristiques de sortie spécifiées. L'utilisation d'un chargeur incompatible peut endommager l'appareil.

1. Raccordez solidement les tuyaux d'air aux manchons de compression.



2. Raccordez solidement le connecteur du tuyau principal à l'unité de commande.



Vérifiez que tous les raccordements sont bien fixés et étanches à l'air.

3. Appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT pour mettre l'appareil sous tension.



REMARQUE :

L'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT est situé sur le côté droit de l'unité de commande. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.



4. Enfilez confortablement les manchons de compression conformément aux instructions.




REMARQUE :

Il est recommandé d'allumer l'appareil avant de fixer les manchons.


5. Réglez la durée de séance souhaitée à l'aide des boutons - et +.

- Plage de réglage : 5 - 99 minutes
- Réglage par défaut : 30 minutes
- Appuyez brièvement pour augmenter ou diminuer la durée par incréments de 1 minute.
- Maintenez le bouton enfoncé pour ajuster le réglage plus rapidement.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la durée de séance est écoulée.



6. Réglez le niveau de pression souhaité à l'aide des boutons - et +.

- Plage de réglage : 30 - 240 mmHg
- Appuyez brièvement pour augmenter ou diminuer la pression de 30 mmHg.
- Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer la pression de 10 mmHg.



7. Sélectionnez le programme de massage souhaité (A-H).

Reportez-vous au chapitre « PROGRAMMES DE MASSAGE A-H ».




REMARQUE :

Le programme A est sélectionné par défaut.



8. Sélectionnez les chambres à air à activer pendant la séance de massage.



REMARQUE :

Les 12 chambres à air sont activées par défaut et leurs voyants sont allumés. Appuyez sur le bouton correspondant à la chambre à air pour l'activer ou la désactiver. Le voyant s'éteint lorsque la chambre à air est désactivée et s'allume lorsqu'elle est activée.

9. Réglez le temps de maintien de la compression (0, 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes) en appuyant sur le bouton .



REMARQUE :

Le temps de maintien détermine combien de temps la pression est maintenue après que le niveau de pression sélectionné a été atteint.

10. Réglez l'intervalle de décompression (0, 10, 20, 30, 40 ou 50 secondes) en appuyant sur le  bouton.



REMARQUE :

L'intervalle de décompression détermine combien de temps les chambres à air restent dégonflées avant le début du cycle de compression suivant.

11. Appuyez sur le bouton  Marche/Pause pour démarrer la séance de massage.



REMARQUE :

Au début de la séance, le temps de gonflage peut être plus long, car les manchons doivent être remplis à partir d'un état complètement dégonflé.



ATTENTION :

- Ne retirez pas les manchons pendant que l'appareil est en fonctionnement. Éteignez toujours l'appareil avant de déconnecter ou de retirer les manchons.
- Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si des douleurs, des ecchymoses ou des irritations apparaissent pendant ou après le traitement.

Durée de séance recommandée

Pour les nouveaux utilisateurs, il est recommandé de commencer par une courte séance d'environ 10 à 20 minutes.

Si cela est confortable, la durée de séance peut être progressivement augmentée lors des utilisations futures selon les préférences personnelles et le niveau de confort.

Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort, de douleur, de vertiges, d'engourdissement ou de toute autre réaction inhabituelle.

11.3. Après utilisation

La séance de traitement se termine automatiquement lorsque la minuterie atteint zéro. Vous pouvez également interrompre la séance à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Pause ou en éteignant l'appareil.





ATTENTION :

Éteignez toujours l'appareil avant de retirer les manchons ou de déconnecter les tuyaux d'air.

Une fois l'appareil éteint, ouvrez et retirez les manchons. Si nécessaire, appuyez délicatement sur les chambres à air avec la main afin d'évacuer l'air restant et d'accélérer le dégonflage.


Pour déconnecter l'ensemble de tuyaux d'air de l'unité de commande, appuyez sur les deux clips de déverrouillage situés de chaque côté du connecteur principal. Tout en maintenant les clips enfoncés, tirez le connecteur bien droit hors de l'unité de commande. Les manchons et le tuyau d'air doivent normalement être stockés ensemble comme un seul ensemble. Évitez de déconnecter inutilement le tuyau d'air des manchons, car des déconnexions répétées peuvent endommager les connecteurs ou les broches du tuyau.



**REMARQUE :**

Pour le transport ou le stockage, le tuyau d'air peut être déconnecté des manchons afin de réduire l'espace de rangement nécessaire.

Lors du transport ou du stockage, le tuyau d'air peut être déconnecté du manchon afin de gagner de la place.

**Étape 1**

Ne tirez pas sur le tuyau d'air.

**Étape 2**

Tenez les broches du connecteur et tirez-les bien droit hors du connecteur du manchon.



12. UTILISATION DES MANCHONS

Préparation à l'utilisation :

- Pour le confort et l'hygiène, portez des vêtements légers sous les manchons de compression. Les vêtements doivent être propres, confortables et exempts de boutons, fermetures éclair ou autres objets rigides susceptibles de provoquer une gêne pendant l'utilisation.
- Retirez les montres, bracelets, bagues ou autres bijoux avant d'utiliser les manchons de bras ou de jambes.

Positions recommandées :

- Placez l'unité de commande sur une surface stable et plane facilement accessible pendant l'utilisation. Assurez-vous que les tuyaux d'air ne sont ni tordus, ni pliés, ni obstrués.
- Les manchons de jambes peuvent être utilisés en position assise ou allongée. Pour plus de confort en position assise, les jambes peuvent être légèrement surélevées.
- Les manchons de pantalon doivent être utilisés en position allongée sur un lit, un canapé ou une surface plane similaire. L'utilisation des manchons de pantalon en position assise peut provoquer des plis susceptibles d'affecter les performances de gonflage.
- Les manchons de bras peuvent être utilisés en position assise ou allongée, avec le bras soutenu dans une position confortable.
- Pendant l'utilisation, restez détendu et évitez les mouvements excessifs susceptibles d'interférer avec le cycle de gonflage et de dégonflage des manchons de compression.



AVERTISSEMENT :

Ne marchez pas, ne courez pas, ne montez pas les escaliers, ne conduisez pas et n'effectuez aucune autre activité lorsque vous portez des manchons de jambes ou des manchons de pantalon pendant le fonctionnement. Les manchons limitent les mouvements naturels et peuvent augmenter le risque de trébuchement, de chute, de perte d'équilibre ou de blessure. Restez toujours assis ou allongé lorsque les manchons sont gonflés et en cours d'utilisation.

**ATTENTION :**

Ne gonflez pas un manchon s'il n'est pas correctement porté sur la zone du corps prévue. N'utilisez pas le système avec un manchon qui n'est pas porté ou dont les fermetures éclair sont ouvertes. Cela peut affecter les performances et endommager le manchon de compression.

13. NETTOYAGE

- Pour nettoyer l'extérieur de l'unité de commande, il est recommandé d'utiliser un chiffon propre, doux et sec.
- Ne lavez pas les manchons. Essuyez-les délicatement avec un chiffon sec.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur l'écran et les commandes pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau pour le nettoyage.
- N'immergez pas la Nymph 12 PLUS dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne rincez jamais l'unité de commande à l'eau afin d'éviter que de l'eau ne pénètre dans le circuit électrique et ne provoque des dysfonctionnements.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ils peuvent pénétrer dans le boîtier et altérer le fonctionnement.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs pour le nettoyage.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants.

14. ENTRETIEN & SERVICE

- Le Nymph 12 PLUS ne nécessite aucun entretien, à l'exception du nettoyage.
- Vous ne devez pas modifier, réparer vous-même ou démonter le Nymph 12 PLUS.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces recommandées par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages et d'usure importante.



AVERTISSEMENTS :

- N'essayez pas d'ouvrir le Nymph 12 PLUS pour effectuer un entretien. Le retrait du boîtier ou un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique, des dommages, un court-circuit ou un incendie.
- Si, pour une quelconque raison, vous ouvrez le boîtier, la garantie devient nulle et non avenue. Le Nymph 12 PLUS ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.
- L'entretien, le service et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne possédant des qualifications équivalentes. Pour toute demande d'entretien ou de service, veuillez d'abord nous contacter à l'adresse info@nymph.be.

- Pour tout accessoire manquant, tel que le manuel d'utilisation ou d'autres éléments, contactez-nous à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus.
- En cas de défaut, retournez le produit à NYMPH dans son emballage d'origine, accompagné d'une description de la panne, d'une preuve d'achat et de tous les accessoires.

15. STOCKAGE

- Nous recommandons de nettoyer la Nymph 12 PLUS avant un stockage de longue durée (voir le chapitre « NETTOYAGE »).
- Rangez de préférence la Nymph 12 PLUS dans son emballage d'origine ou utilisez le sac de transport fourni.
- Ne rangez pas de pièces humides, car cela pourrait provoquer l'apparition de moisissures ou de rouille.
- Rangez la Nymph 12 PLUS dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité, et exempt de poussière.
- Ne stockez pas la Nymph 12 PLUS à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Rangez la Nymph 12 PLUS hors de portée des jeunes enfants.
- Rechargez la batterie du Nymph 12 PLUS tous les 3 mois, même si vous ne l'avez pas utilisée.
- Enroulez le câble du chargeur sans le serrer, mais ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Pliez soigneusement les manchons et ne placez pas d'objets lourds dessus, car cela pourrait endommager les manchons ou les chambres à air.
- Pour le stockage, placez les manchons (y compris les tuyaux d'air) les uns sur les autres. Enroulez-les ensuite ensemble sans les serrer. Pour le transport ou le stockage, le tuyau d'air peut être déconnecté des manchons afin de réduire l'espace de rangement nécessaire.

16. TRANSPORT

- Pendant le transport :
 - Évitez les chocs et impacts inutiles.
 - Ne laissez pas tomber le Nymph 12 PLUS.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
 - Protégez le Nymph 12 PLUS contre les vibrations.
 - Protégez les manchons contre les perforations.
 - Utilisez si possible l'emballage d'origine ou le sac de transport fourni.
 - Assurez-vous que le Nymph 12 PLUS est éteint.

- Après un transport ou un stockage à très basse température, le Nymph 12 PLUS doit être laissé à température ambiante pendant environ 30 minutes en raison d'une éventuelle condensation. L'appareil peut ensuite être utilisé.

17. ÉLIMINATION & RECYCLAGE

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité pouvant être réutilisés et recyclés. Veuillez éliminer ce produit de manière responsable à la fin de sa durée de vie.

17.1. Élimination des équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les produits portant le symbole de la poubelle barrée à roulettes sont soumis à une collecte séparée conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE) et à la législation nationale applicable.

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Déposez plutôt l'appareil :

- dans un point de collecte communal agréé, ou
- auprès d'un détaillant lors de l'achat d'un produit neuf équivalent.

Une collecte séparée appropriée contribue à prévenir les dommages environnementaux et permet un recyclage correct des matériaux de valeur.



REMARQUE :

Une élimination incorrecte peut entraîner des sanctions prévues par la législation nationale.

17.2. France – Marquage Triman

Si ce produit est vendu en France, les instructions d'élimination s'appliquent conformément à la législation Triman. Suivez les consignes locales de collecte indiquées par le logo Triman et les instructions officielles françaises relatives à l'élimination.



Tous les matériaux d'emballage sont recyclables. Ils doivent être triés et éliminés dans les filières de recyclage appropriées, conformément à la réglementation française applicable et aux consignes locales de collecte.



17.3. Allemagne (ElektroG §18(4))

Pour les produits vendus en Allemagne, les informations complémentaires suivantes destinées aux consommateurs sont requises :

- Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
- Les batteries et lampes pouvant être retirées sans dommage doivent être retirées avant l'élimination.
- Les consommateurs peuvent déposer gratuitement leurs anciens appareils dans les points de collecte municipaux.
- Obligations de reprise des détaillants en Allemagne :

- Reprise 1:1 : lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, l'ancien appareil doit être repris gratuitement.
- Reprise 0:1 : les petits appareils (dimension extérieure < 25 cm) peuvent être retournés même sans achat d'un nouveau produit, dans la limite de trois appareils par type.
- Ces dispositions s'appliquent aux magasins physiques disposant d'une surface de vente $\geq 400 \text{ m}^2$ pour les équipements électriques et électroniques ainsi qu'aux vendeurs à distance dont les surfaces de stockage ou d'expédition pour ces produits sont $\geq 400 \text{ m}^2$.
- Les consommateurs sont responsables de la suppression de toutes les données personnelles présentes sur les appareils avant leur retour.
- L'Allemagne déclare chaque année les quotas de collecte et de recyclage conformément à la directive DEEE.

17.4. Élimination de la batterie



Cet appareil contient une batterie rechargeable intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. L'utilisation et l'élimination des batteries et des batteries usagées sont régies par le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Ce règlement est directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne et vise à garantir une utilisation sûre, durable et respectueuse de l'environnement des batteries.

Ne jetez pas l'appareil et la batterie avec les déchets ménagers. Déposez plutôt l'appareil dans un point de collecte prévu à cet effet ou dans un centre de service agréé, comme l'indique le symbole de la poubelle roulante barrée, afin que la batterie puisse être recyclée correctement. Une élimination correcte contribue à protéger l'environnement et la santé humaine.

17.5. Élimination des matériaux d'emballage



Éliminez les matériaux d'emballage de manière respectueuse de l'environnement. Respectez les indications et les symboles de recyclage figurant sur l'emballage et veillez à ce que les sacs plastiques, le carton et les autres matériaux soient collectés pour le recyclage.

18. GARANTIE & RESPONSABILITÉ

NYMPH garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux du consommateur en vertu de la législation européenne applicable en matière de protection des consommateurs.

La garantie s'applique aux produits utilisés à des fins personnelles et non à des fins commerciales ou de location. **NYMPH** remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, ce produit ou tout composant du produit reconnu défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, il pourra être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Aucun remboursement ne sera accordé. Votre appareil de remplacement vous sera retourné sans frais et restera couvert par cette garantie pour la durée restante de la période de garantie.

Cette garantie est valable pour l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier de la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à :

- Une utilisation négligente ou abusive du produit.
- L'utilisation avec une tension ou une intensité incorrecte.
- Les dommages résultant de chutes ou d'impacts.
- Les dommages causés par l'eau.
- L'utilisation contraire aux instructions d'utilisation.

- Le démontage, la réparation ou la modification par toute personne autre que **NYMPH**.
- Les dommages causés par des accidents ou des catastrophes tels qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre, une guerre, un acte de vandalisme ou un vol.
- Les dommages causés par un entretien ou un stockage incorrect.
- Les dommages causés par un montage incorrect.
- Les dommages causés par des raccordements incorrects.
- L'exposition à des influences extérieures défavorables, telles que la lumière du soleil, d'autres rayonnements ou des champs électromagnétiques.
- L'usure normale.

Les dommages causés par le non-respect des instructions du présent manuel d'utilisation annulent la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures corporelles résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient nulle.

NYMPH se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis ni obligation, des modifications au manuel d'utilisation, aux couleurs, aux spécifications, aux accessoires, aux matériaux et aux modèles.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout autre procédé électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, sauf dans le cas de courtes citations intégrées dans des critiques et de certaines autres utilisations non commerciales autorisées par le droit d'auteur. Pour toute demande d'autorisation, contactez-nous.



Zonnebloemstraat 17
9900 Eeklo
Belgium



+32 (0)495 50 63 99



info@nymph.be



www.nymph.be